

Inledning

Stockholms läns landsting och Stockholms kranskommuner har genomfört en gemensam upphandling av inkontinensprodukter. Utvalt sortiment gällande hela Stockholms län återfinns i denna katalog.

Den nya upphandlingen av förbrukningsartiklar vid inkontinens och urinretention gäller för perioden 2007-04-01 t o m 2010-03-30.

Link Stockholm

Fr o m 1 april 2004 finns det en beställningsenhet i Stockholms län: **Link Stockholm**. Enheten handlägger beställningar från invånare i hela länet.

Adress:
Link Stockholm
Box 45124
104 30 Stockholm

Besöks- och internadress:
Crafoords v 2, 3 tr

Kontakt:
Tel: **08 - 578 353 00**
Fax: **08 - 578 353 50 eller 60**
Hemsida: **www.uppdragsguiden.sll.se**
www.slso.sll.se/linkstockholm
<http://insidan.slso.sll.se/linkstockholm>
Chef: **Owe Hallquist**

Stockholm 2 April 2007

Link Stockholms uppdrag:

- Genomföra inköp av distributionstjänster samt genomföra upphandlingar inom ansvarsområdena
- Handläggning av hjälpmedelskort
- Utföra ombeställningar
- Information
- Utbildning



Bestämmelser om hjälpmedel vid inkontinens och urinretention

Upphandling

En referensgrupp bestående av sakkunniga representanter från Stockholms läns landsting och kranskommunerna har deltagit vid upphandlingen. Som utvärderingskriterier förekommer bl a funktion, kvalitet och pris. Miljökrav har ställts både på produkterna och leverantörerna.

Ordinationsrätt

Från och med 1998-01-01 gäller ett politiskt beslut beträffande behörighet att förskriva förbrukningsartiklar mm. Huvudmannen, Stockholms läns landsting, har fastställt vilka som får förskriva:

Specialistläkare inom gynekologi och urologi. Uroterapeut och stomiterapeut med vidareutbildning 20 poäng på högskola. Distriktssköterska samt de sjuksköterskor som genom särskild kurs erhållit intyg på grundkompetens i förskrivning av inkontinenshjälpmedel, kan förskriva samtliga inkontinenshjälpmedel utom de som är märkta med* (stjärna) och röd text.

Allmänna bestämmelser

Stockholmsläns Landsting har ansvaret att tillhandahålla förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention och tarminkontinens till de som är folkbokförda inom länet. Ansvaret är reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen.

Författningar

Författningar reglerar utbudet och förskrivning av produkter vid inkontinens och retention. Författningarna finns att läsa i författningshandboken eller på internet: www.sos.se, www.mpa.se (läkemedelsverket) www.riksdagen.se/rikslex

Hjälpmedel och utprovning

Det är av största vikt att ordination av hjälpmedel föregås av noggrann bedömning och utredning för att undvika att bakomliggande behandlingsbara orsaker förbises.

Produkterna utprovas och förskrivs individuellt som komplement till behandling. Vid val av produkt kan miktionslista och kontinentstest vara vägledande.

Tänk på:

- **diagnos**
- **typ av inkontinens**
- **kön**
- **kroppsförm**
- **annat handikapp**
- **aktivitet**
- **mentalt status**

Tänk även på tvättmöjlighet, ekonomi och miljö.

Provförpackningar på produkter enligt denna katalog kan beställas direkt från leverantörerna.

Förskrivning till barn

Inkontinens

Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap om bakomliggande orsaker.

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) finns inget skrivet om vid vilken ålder förskrivning av inkontinenshjälpmedel kan ske till barn. Det är en bedömningsfråga vid inkontinensutredningen när ett barn anses vara inkontinent.

Riktlinjer för förskrivning av inkontinenshjälpmedel till barn

Barn under 3 år

Vid vissa sjukdomar t ex hormonella rubbningar, tarmsjukdomar och missbildningar finns ett ökat behov av blöjor. Dessa barn har rätt att få kostnadsfria inkontinenshjälpmedel för den mängd som överskrider normalbehovet c:a 5 byten/dygn, Exempel: Om barnet behöver 10 blöjbyten/dygn har de rätt att få 5 blöjbyten förskrivet. Utredning skall ske och läkarintyg utfärdas, därefter kan förskrivning ske. Då förskrivning utförs av barnuroterapeut krävs inte läkarintyg.

Barn 3 år och äldre

Medicinskt sjuka och funktionshindrade barn från 3 års ålder, där det finns ett behov, har rätt till kostnadsfria inkontinenshjälpmedel som täcker dygndbruhovet. Utredning skall ske och läkarintyg utfärdas, därefter kan förskrivning ske. Då förskrivning utförs av barnuroterapeut krävs inte läkarintyg.

Barn 5 år o äldre

Barn m natenures/sängvätning och som är utredda på specialistklinik, vårdcentral eller barnläkarmottagning, har rätt att få kostnadsfria inkontinenshjälpmedel, i första hand lakansskydd för fler- eller engångsbruk. Nattblöjor förskrivs enligt barnuroterapeuter vid mycket speciella behov. Andra hjälpmedel t ex larmeller läkemedel skall ordinerar och provas. Utredning skall ske och läkarintyg utfärdas, därefter kan förskrivning ske. Då förskrivning utförs av barnuroterapeut krävs inte läkarintyg.

Viktigt att tänka på vid förskrivning av inkontinensartiklar. Kontrollera att mängden hjälpmedel är adekvat för 3 månaders behov.



Specialprodukter

Vissa produkter är märkta med en * (stjärna) och röd text. Markeringen innebär att specialistkompetens är nödvändig för att kunna bedöma behov, göra utprovning samt informera patienten om hantering av produkten. **Specialistkompetens har gynekolog, urolog, stomi- och uroterapeut.**

Dispenser

Referensgruppen har vid upphandlingen valt ett brett sortiment som förväntas täcka de flesta behov av inkontinenshjälpmedel. Vid speciella fall där det upphandlade sortimentet inte kan tillgodose patientens behov finns möjlighet att ansöka om dispens.

Till grund för dispensbeslut ligger följande:

- Patienten skall ha provat upphandlat sortiment.
- Motiveringen skall vara medicinskt grundad.
- Ansökan görs på speciell blankett, tillhålls av Link Stockholm.
- Hjälpmedelskort skall medfölja dispensansökan.
- Dispensen gäller under aktuell upphandlingsperiod.
- Handläggning av ansökan sker på Link Stockholm.
- Beslut av ansökan görs av SLL Upphandling.
- Handläggningstid 4-6 veckor.

Beställningsförfarande

Ordinatörer inom landstinget kan beställa inkontinenshjälpmedel på följande sätt:

1. **Internetbeställning** via Link-systemet.
2. **Manuell beställning – i undantagsfall**, hjälpmedelskortet skickas eller faxas till Link Stockholm.

Patienten får ett brev med en bekräftelse att beställning är gjord och att varorna levereras inom 3-4 dagar. Samtidigt med brevet medföljer portofria talonger för ombeställningar.

Förklaring till hjälpmedelskortet

Sätt kryss i lämplig ruta enligt patientens önskemål, endast en aviseringsform kan väljas:

- **Leverans aviseras via brev**
 - distributören skickar en avi före leveransen med uppmaning att patienten skall kontakta distributören.
- **Leverans aviseras via telefon**
 - distributören ringer före leverans.
- **Ingen avisering, varorna får levereras utanför dörren**
 - distributören ställer varorna utanför dörren/bostaden.
- **Itererad leverans**
 - regelbunden och förbestämd leverans, endast efter kontakt med Link Stockholm.

Bra att veta om inkontinensprodukter

Absorberande produkter

Absorberande produkter används främst för uppsamling av urin. De finns i en mängd storlekar och modeller anpassade för olika former av urinläckage. Det viktigaste är att skyddet håller tätt. Det krävs att produkten har en hög och snabb absorptionsförmåga. Med en väl anpassad absorberande produkt och fixering bör användaren ej få läckage utanför skyddet.

En del produkter är mer lämpade för avföringsläckage. Då är absorptionsförmågan inte det viktigaste utan det är mer väsentligt att skyddet kan samla upp avföringen och att skyddet är tillräckligt långt. Som alternativ kan i vissa fall en speciell analpropp användas.

Så här är absorberande produkter uppbyggda

Närmast kroppen finns ett ytskikt av non-woven. Det ska snabbt släppa igenom urinen utan att det känns vått. Det uppsugande materialet består ofta av ett absorptionsskikt och ett fördelningsskikt. Fördelningsskiktet har till uppgift att snabbt fördela och leda bort urinen från huden. Fördelningsskiktet består i de flesta skydd av en speciell fluffmassa som finns under olika varumärkesnamn. Absorptionsskiktet ska suga

upp och behålla urinen. Det består oftast av både cellulosaflocculat och superabsorberande material. Superabsorbenterna har större förmåga att hålla kvar urinen men långsammare absorptionshastighet.



För att förhindra läckage, när urinen kommer snabbt, finns olika typer av läckagebarriärer. Skydden har plast på undersida som ofta är uppvikt runt kanten. En del större produkter har läckagebarriärer som ska förhindra sidoläckage. Genom att skålforma produkterna skapar man en behållare som också minskar risken för läckage. Elastiktrådarnas uppgift är att underlätta skålformen. Många större skydd är försedda med våtindikator som ska visa mängden urin i produkterna. De olika material som idag ingår i produkten motverkar dålig lukt.



Fixering av absorberande produkter

För att skyddet ska fylla sin funktion är det viktigt att det hålls på plats. Det görs med en väl anpassad fixeringsbyxa. Till de mindre skydden kan det ofta räcka med en åtsittande kalsong eller trosa.

Fixeringsbyxor finns för engångs- eller flergångsbruk. Byxor för flergångsbruk är avsedda för personer som är i behov av fixeringsbyxor en längre tid. **Byxorna ska utprovas noggrant innan förskrivning.** Krympmånen är inräknad i storleksangivelsen. För att undvika läckage är det viktigt att patienten får rätt storlek på byxa.

Allt-i-ett blöjor

Finns i olika utformningar, t ex med tejpfixering, höftband eller som byxmodell. **Byxmodellen i första hand till uppegående patienter eller till patienter som toatränas.** Vid utprovning ska hänsyn tas till patientens lår- och midjemått.

Flergångs absorberande produkter

Tvättbara inkontinensbyxor med absorberande gren kan vara ett alternativ till engångsskydd. De är avsedda för dropp och små urinläckage.

Tappningskatetrar

Tappningskatetrar tillverkas oftast i plast och finns i olika modeller, storlekar och längder. Dessa används vid RIK, Ren Intermittent Katetrisering, en behandling för patienter med blåstömningsproblem.



Vanligaste katetermodellen är nelaton som har en rak topp. Tiemannkateter med böjd topp används vid kateteriseringssvårigheter hos både pojkar och män. Katetrar finns utan och med hydrofil yta. Den hydrofila ytan suger upp vätska och blir därmed glatt. Därför är det viktigt att hela katetern blötläggs i vatten minst 30 sekunder före användandet. I annat fall sugs vätska och fukt upp från urinröret och katetern kan bli svår att dra ut igen. Används kateter utan hydrofil yta ska kateterslem användas. Ch 8-10 används till småbarn, Ch 12-14 för skolbarn och tonåringar samt Ch 12-16 för vuxna kvinnor och män. En grövre kateter glider lättare förbi ojämnheter i slemhinnan och tömmer blåsan fortare, vilket innebär att bakterier, döda celler och ev grus lättare följer med ut. En kateter ska ej vara grövre än att den lätt går att föra in genom urinrörsmynningen. En tunn kateter kan bilda en knut inne i urinblåsan om den förs in för långt och

kan även komma ut igen via urinrörsmynningen, om den följer blåsans rundade vägg.

Kateter med handtag kan vara till hjälp för kvinnor och även flickor som tränar själv-RIK.

Korta katetrar, ca 200 mm, används av kvinnor och småbarn, pojkar såväl som flickor. Lite längre katetrar, 300-330 mm, är lämpligt till pojkar där urinröret vuxit och kräver en längre kateter. Långa katetrar, 400 mm, används av större pojkar och män.

Det finns även tappningskatetrar med urinuppsamlingspåse att användas då det kan vara svårt att nå en toalett.

Ett annat hjälpmedel är en förlängningsslang som kopplas till katetern och gör det därmed möjligt att sitta kvar i rullstol när blåsan töms.



Urindroppssamlare

Urindroppssamlare kan användas av män med okontrollerade små till stora urinläckage. De är tillverkade av ett syntetiskt material eller av latex. Eftersom latex kan ge allergi bör detta material i möjligaste mån undvikas. Urindroppssamlare

finns med och utan inbyggd häfta. För att fästa urindroppssamlare utan inbyggd häfta används dubbelhäftande häftremsor som antingen består av hydrokolloida material eller polyakrylat. Som tillägg till häft-remsa/häfta kan man applicera uriband utanpå, ett resårband med kardborrfäste, som inte kan användas som enda fästansordning.

Utprovning av urindroppssamlare

Urindroppssamlare provas ut noggrant både beträffande storlek och modell samt fastsättning. Demonstrera för patienten på en attrapp, rör eller liknade så att han kan se hur man applicerar urindroppssamlaren. Visa hur man kopplar till urinuppsamlingspåse och uppfästningsanordning. Visa också hur man tar av urindroppssamlaren och hur man gör sig av med använt material.

Vid påförande av urindroppssamlaren tvätta penis, även under förhuden, och torka väl.

Därefter förs förhuden tillbaka igen. Använd gärna mild tvål för underlivshygien dock ej återfettande, som gör det svårare för häftan att fästa. Raka av hårväxt om det behövs. Urindroppssamlaren och häftremsa får inte slita i håren. Urindroppssamlaren ska ej ligga an mot ollonet. Se till att det finns ett utrymme på 1,5 cm mellan urindroppssamlaren och ollonet.

Självhäftande urindroppssamlare appliceras enligt medföljande bruksanvisning. Kontrollera att urindroppssamlaren sitter fast.

Vid användning av dubbelsidig häftremsa appliceras denna på huden strax under penisroten. Häftremsan har en längd av c:a 110 mm. Vi applicering ser man lätt hur lång bit som blir över eller går omlott. Det blir då lätt att beräkna vilken omkrets på urindroppssamlaren man bör välja. Observera att remsan inte får sträckas. Rulla upp urindroppssamlaren över häftstripsen och "värm" fast den en kort stund med handen. Observera att mätsticka kan användas som ett hjälpmedel för att mäta fram rätt storlek på penis.

Uppfästningsanordning med urinuppsamlingspåse appliceras på benet eller sängen med noggrant utprovad fixeringsanordning. Se till att koppla slangen rak från påsen till urindroppssamlaren, i annat fall kan urindroppssamlaren lätt vrida sig och flödet stängas av.

Urindroppssamlaren ska kavlas eller rullas av för att undvika slitage på huden. Variera fastsättningen då och då. Flytta det häftade partiet till oskadad hud. Prova en annan typ

av dubbelsidig häftremsa eller annan typ av självhäftande urindroppssamlare.

Urinuppsamlingspåsar

Urinuppsamlingspåsar används tillsammans med katetrar eller urindroppssamlare. Det finns olika ut-föranden och material. 1,5 liters påsar och större är avsedda att användas av rullstolsburna eller sängbundna personer. Benburna påsar finns från 500 ml och uppåt. Slutet system med tömbar påse rekommenderas att användas i första hand för att undvika infektioner. De kan dessutom vid behov kopplas ihop med större påse på natten. Tömbara påsar kan användas lika länge som katetern om de appliceras samtidigt men av praktiska skäl rekommenderas byte varje vecka.

De blir på så sätt billigare i det långa loppet. Samtliga påsar är försedda med backventil. På en del påsar kan slanglängden justeras.

En benburen påse fästs med fördel på underbenet eftersom det underlättar rörelsefriheten och urinflödet. Påsarna kan fästas med olika typer av band eller tygpåsar som ska vara noggrant utprovade.



Hygienunderlägg och lakansskydd

Genom att patienten får en väl anpassad absorberande produkt och fixering kan man minimera användningen av bäddskydd. I de fall de måste användas finns engångs- eller flergångsskydd. Dessa är då främst till för att skydda underlaget.



Hur gör man sig av med använda inkontinensskydd

Absorberande inkontinensskydd får inte spolas ner i toaletten. Urinpåsar ska tömmas efter användning. Inkontinensprodukter kastas efter lämplig paketering i hushållssoporna.

Försäljnings- och leveransvillkor samt priser

Prisuppgifterna i katalogen är beräknade på E-handel via Link Stockholm. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna under katalogens giltighetstid, då prissättning sker efter senaste

inköpspris. Det kan innebära att fakturerat belopp avviker från priset i katalogen. Anledningen till detta är att leverantörer, efter förhandling med SLL Upphandling kan göra prisjustering under gällande avtalsperiod.

Pris för leverans per kolli

Transportkostnad är exklusive moms och alltid per leverans, enskild leverans – inklusive avisering:

| kolli | kostnad |
|-------|---------|
| 1-5 | 107 kr |
| 5-10 | 128 kr |

Leveranstid

Enskilt boende inklusive avisering:

3-4 arbetsdagar.

Transporterna sker under dagtid.

Reklamationer och returer

Kontakta Link Stockholm vid följande tillfällen:

- Reklamation (t ex felaktigt levererad vara eller vara som vid mottagandet eller användandet var funktionellt felaktig).
- Felbeställd vara.
- Retur av gods.

Skydd för fixering i byxa

Abs. kap < 34 ml



Abri-San Air Plus 0



Sanisoft Mini Plus



Sanisoft Anatomic Normal Air



Sanisoft Mini vingar



Sanisoft Mini Long vingar

Abs. kap 35-69 ml

Abs. kap 70-99 ml



Sanisoft Mini Plus Long



Abri-San Air Plus 1



Abri-San Air Plus 1A



Attends Discrete 1



Saniline Mini Air

Abs. kap 70-99 ml



Sanisoft Anatomic Extra Air



Tena Lady Mini Plus

Skydd för fixering i byxa

Abs. kap 100-199 ml



Abri-San Air Plus 2



Abri-San Air Plus 3



Attends Discrete 2



Attends Discrete 3



Saniline 1 Mini Long Air

Abs. kap 100-199 ml

Abs. kap 200-334 ml



Saniline 2 Normal



Saniline 2 Extra



Tena Lady Normal



Tena Lady Extra



Attends Contours Air Comfort

Abs. kap 200-334 ml



Attends Discrete 4



Saniline 2 Super



Tena Lady Extra Plus

Skydd för fixering i byxa

Abs. kap 335-499 ml

Abs. kap 500-699 ml



Abri-San Air Plus 5



Attends Contours 5 Plus



Attends Contours 6



TENA Comfort Normal



Attends Contours 7

Abs. kap 500-699 ml

Abs. kap 700-964 ml



TENA Comfort Plus



TENA Comfort Extra



Abri-San Air Plus 7



Abri-San Air Plus 9



Attends Contours 8

Abs. kap 700-964 ml

Abs. kap 965-1234 ml



Attends Contours 9



TENA Comfort Super



Abri-San Air Plus 11



Attends Contours 10 Maxi Plus



TENA Comfort Maxi

Herrskydd

För penis. Abs. kap 65-99 ml

Abs. kap 100-199 ml



Abri-Man Normal



Abri-Man Extra



MoliMed for men active

För penis och pung. Abs. kap 100-199 ml



Abri-Man Formula 1



Abri-Man Formula 2



Abri-Man Plus



Attends for men 1



Attends for men 2

För penis och pung. Abs. kap 100-199 ml

Abs. kap 200-335 ml



TENA for Men Nivå 1



TENA for Men Nivå 2



MoliMed for men protect



Abri-Man Slippguard

Abs. kap < 500 ml



Abri-Form Air Plus 2
X-small



Attends Slip 9 Super
X-small

Abs. kap 500-699 ml



Abri-Form Air Plus 2
Small



Attends Slip 8 Extra
Medium



Attends Slip 9 Super
Small

Abs. kap 700-964 ml



Abri-Form Air Plus 2
Medium



Attends Slip 10 Super Plus
Small



Attends Slip 8 Extra
Large



Attends Slip 9 Super
Medium



Attends Slip 9 Super
Large

Abs. kap 965-1235 ml



Abri-Form Air Plus 2 Large



Abri-Form Air Plus 2 X-Large



Attends Slip 10 Super Plus Medium



Attends Slip 10 Super Plus Large

Allt-i ett, med bältesfixering

Abs. kap 500-699 ml



TENA Flex Plus Small



TENA Flex Plus Medium



TENA Flex Plus Large



TENA Flex Super Small

Abs. kap 700-965 ml



TENA Flex Maxi Small



TENA Flex Plus X-Large



TENA Flex Super Medium



TENA Flex Super Large

Abs. kap 965-1234 ml



TENA Flex Maxi Medium
Stockholm 2 April 2007



TENA Flex Super X-large



TENA Flex Maxi Large

Abs. kap ≥ 1235 ml



TENA Flex Maxi X-Large

Abs. kap 335-499 ml



Abri-Flex 1 X-small



Abri-Flex 1 Small



Abri-Flex 1 Medium



MoliCare Mobile X-small

Abs. kap 335-499 ml

Abs. kap 500-699 ml



MoliCare Mobile Small



Abri-Flex 1 Large



Abri-Flex 1 X-Large

Abs. kap 1500-2099 ml



MoliCare Mobile Medium
Stockholm 2 April 2007



MoliCare Mobile Large



MoliCare Mobile X-large

Absorberande produkter, kroppsburna

Barn allt-i-ett

| | |
|-----------------------------------|----|
| Bambo Training Pants | 20 |
| Libero Baby, Discovery och Junior | 21 |
| Libero NightComfort | 23 |
| Pampers | 24 |
| Pampers Easy Up | 26 |

Barn flergångs

| | |
|------------|----|
| Boys Boxer | 27 |
| Rose | 28 |

Skydd för fixering i byxa

| | |
|------------------------------|----|
| Abri-San Air Plus 0-4 | 29 |
| Abri-San Air Plus, 5-11 | 30 |
| Attends Contours | 31 |
| Attends Contours Air Comfort | 33 |
| Attends Discrete | 34 |
| Saniline inkontinensskydd 1 | 35 |
| Saniline inkontinensskydd 2 | 36 |
| Sanisoft Anatomic | 37 |
| Sanisoft Mini | 38 |
| Sanisoft Mini Plus | 39 |
| TENA Comfort | 40 |
| TENA Lady | 41 |

Herrskydd

| | |
|------------------------|----|
| Abri-Man | 42 |
| Abri-Man Formula | 43 |
| Abri-Man Slipguard | 44 |
| Attends for men | 45 |
| MoliMed for men active | 46 |

| | |
|--------------------------|----|
| MoliMed for men protect | 47 |
| TENA for Men, droppskydd | 48 |

Allt-i-ett skydd

| | |
|----------------------------|----|
| Abri-Form Air Plus 2 | 49 |
| Attends Slip 10 Super Plus | 50 |
| Attends Slip 8 Extra | 51 |
| Attends Slip 9 Super | 52 |
| TENA Flex Maxi | 53 |
| TENA Flex Plus | 54 |
| TENA Flex Super | 55 |

Allt-i-ett byxa

| | |
|-----------------|----|
| Abri-Flex 1 | 56 |
| MoliCare mobile | 57 |

Skydd för avföringsinkontinens

| | |
|-------------------|----|
| Sanisoft Mini Kol | 58 |
|-------------------|----|

Flergångs

| | |
|--------------------|----|
| Classic Sir Plus | 59 |
| Lady Basic, normal | 60 |

Fixering för absorberande produkter

Fåtal tvättar

| | |
|----------------------------------|----|
| Abri-Net, fixeringsbyxa utan ben | 62 |
| Saniform Fixeringsbyxa Bas | 63 |

Flertal tvättar

| | |
|---------------------------------|----|
| Abri-Fix Soft Cotton, Junior | 64 |
| Abri-Leaf med ben | 65 |
| Abri-Leaf Super utan ben | 67 |
| Abri-Leaf Super utan ben, svart | 68 |
| TENA fix | 69 |

Bäddutrustning

Hygienunderlägg engångs

| | |
|---------------------|----|
| Abri-Soft Super Dry | 70 |
|---------------------|----|

Hygienunderlägg flergångs

| | |
|-----------------------|----|
| Absorba sittunderlägg | 71 |
|-----------------------|----|

Lakansskydd engångs

| | |
|------------------------------------|----|
| Attends Cover Dri Plus lakansskydd | 72 |
| TENA Hygienlakan | 73 |

Lakansskydd flergångs

| | |
|------------------------------|----|
| Absorba lakansskydd Assista | 75 |
| Absorb-Plus Tufttex | 74 |
| Sanipad lakansskydd | 76 |
| Sanipad lakansskydd, glidyta | 77 |

Tappningskatetrar

Utan glidmedel

| | |
|--------------------------------|----|
| Tappningskateter, Nelatonspets | 78 |
|--------------------------------|----|

Med glidmedel

| | |
|----------------------------------|----|
| Advance Plus, Nelatonspets, påse | 80 |
| ReadyCath, Nelatonspets | 82 |

Hydrofila

| | |
|-----------------------------------|----|
| EasiCath Set, Nelatonspets | 84 |
| EasiCath, Nelatonspets | 86 |
| EasiCath, Tiemannspets | 88 |
| LoFric Hydro-Kit II, Nelatonspets | 89 |
| LoFric Primo, Nelatonspets | 91 |
| LoFric, Nelatonspets | 93 |
| LoFric, Tiemannspets | 95 |
| SpeediCath Compact | 97 |

| | |
|--------------------------|----|
| SpeediCath, Nelatonspets | 98 |
|--------------------------|----|

| | |
|--------------------------|-----|
| SpeediCath, Tiemannspets | 100 |
|--------------------------|-----|

Tillbehör

| | |
|-------------------|-----|
| Förlängningsslang | 101 |
| Kateterslem | 102 |

Dilatationskatetrar

Dilatationskatetrar

| | |
|------------------|-----|
| LoFric Dila-Cath | 103 |
|------------------|-----|

Urindroppssamlare

Självhäftande

| | |
|---|-----|
| Conveen Security+ urindroppssamlare | 104 |
| Conveen Security+, urindroppssamlare kort | 105 |
| Conveen urindroppssamlare | 106 |
| Hollister Påse för retraherad penis | 107 |
| InView Standard | 108 |

Ej självhäftande

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Conveen Security+ med häftstrips | 109 |
| Conveen urindroppssamlare, kombipack | 110 |
| Uridrop urindroppssamlare | 111 |

Tillbehör

| | |
|--------------|-----|
| Uriband | 112 |
| Uristrip | 113 |
| Velcro häfta | 114 |

Urinuppsamlingspåsar

Engångs

| | |
|-------------|-----|
| C2 sängpåse | 115 |
|-------------|-----|

| | |
|--|-----|
| CL B2 benpåse | 116 |
| Flergångs | |
| C3 benpåse | 117 |
| C3 söngpåse | 118 |
| Conveen Security+, urinuppsamlingspåse | 119 |
| Conveen urinuppsamlingspåse | 120 |
| Fixeringar | |
| Benband | 121 |
| Conveen fixeringsband | 122 |
| Leggyfix | 123 |
| Netti Byxben, bomull | 124 |
| Netti Underbensfäste, bomull | 126 |

| | |
|------------------------------|-----|
| Netti Combi Aqua, Dam | 131 |
| Netti Combi Aqua, Herr | 132 |

Urinuppsamlingskärl

Engångs

| | |
|----------------------------|-----|
| P-bag urinuppsamlare | 127 |
|----------------------------|-----|

Urinstoppande hjälpmedel

Stöd för urineret

| | |
|-------------------------------|-----|
| Contrelle kontinensbåge | 128 |
|-------------------------------|-----|

Avföringsstoppande hjälpmedel

Proppar för anus

| | |
|---------------------------|-----|
| Peristeen analpropp | 129 |
|---------------------------|-----|

Skyddsbyxor vid bad

Skyddsbyxor vid bad

| | |
|------------------------------|-----|
| Netti Combi Aqua Child | 130 |
|------------------------------|-----|

Bambo Training Pants

Finess Hygiene AB

Barn allt-i-ett



Bambo Training Pants är byxa och skydd i ett avsett för både pojkar och flickor. Blöjan är försedd med läckagebarriärer, vilket ska minska risken för sidoläckage. Blöjans utsida släpper igenom luft och är klätt med ett textilliknande material. Den kan tas av och på som vanliga byxor men kan även tas av genom att riva sidsömmarna.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Resårer

Non-woven Polypropen
Cellulosafuff, Superabsorbenter
Polyeten, Non-Woven Polypropen
Polyuretan

| | Junior | XL-Plus |
|-------------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 11050 | 11051 |
| Abs.kapacitet, ml | 300 | 317 |
| Vikt, g | 14+ | 18+ |
| Antal/fp | 132 | 120 |
| Pris/fp | 274,56 | 288,00 |
| Pris/st | 2,08 | 2,40 |

Libero Baby, Discovery och Junior

SCA Hygiene Products AB

Barn allt-i-ett



Libero Baby, Discovery och Junior är avsedda för både pojkar och flickor. Ett fördelningsskikt som ska öka torrhetskänslan finns mellan ytskiktet och massakärnan. Längs hela skyddet går läckagebarriärer vilket ska hindra sidoläckage. Blöjan är andningsbar och beklädd med textilliknande material vilket ska förhindra hudirritationer. Blöjan skålformas med hjälp av långsgående resårer, har resår baktill och fixeras med kardborrfästen. Kardborrfästet kan öppnas, flyttas och återförslutas.

| | |
|------------|---|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen |
| Abs. skikt | Cellulosaflof, Superabsorbent |
| Spärrskikt | Polyeten |
| Resårer | SBS, Polyisopren, Polyester, Polyuretan |

| | Mini | Discovery Midi | Discovery Maxi | Discovery Maxi Plus | Junior X-large |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Best. nr. | 11020 | 11021 | 11022 | 11023 | 11024 |
| Abs.kapacitet, ml | 198 | 271 | 308 | 317 | 358 |
| Användarvikt, kg | 3-6 | 5-8 | 7-14 | 10-16 | 12-22 |
| Vikt, g | 31 | 38 | 44 | 45 | 49 |
| Antal/fp | 184 | 132 | 116 | 108 | 100 |
| Pris/fp | 44,16 | 60,72 | 138,04 | 139,32 | 139,00 |
| Pris/st | 0,24 | 0,46 | 1,19 | 1,29 | 1,39 |

Junior X-large Plus
Best. nr. 11025

| | |
|-------------------|--------|
| Abs.kapacitet, ml | 450 |
| Användarvikt, kg | 15-30 |
| Vikt, g | 63 |
| Antal/fp | 88 |
| Pris/fp | 184,80 |
| Pris/st | 2,10 |

Libero NightComfort

SCA Hygiene Products AB

Barn allt-i-ett



Libero NightComfort är byxa och skydd i ett och avsett för barn och ungdomar som är sängvätare och/eller besväras av annat urinläckage. Skyddet är försett med läckagebarriärer vilket ska minska risken för sidoläckage. Spärrskiktet är andningsbart och beklätt med ett textilliknande material vilket ska förhindra hudirritationer. Skyddet kan tas på och av som vanliga underbyxor men kan även tas av genom att riva sidesömmarna.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Resårer

Non-woven Polypropen
Cellulosafuff, Superabsorbent
Polyetenfilm, Non-woven Polypropen
Polyeten, Polyuretan

| | Medium | Large |
|-------------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 15140 | 15141 |
| Abs.kapacitet, ml | 346 | 399 |
| Användarvikt, kg | 20-37 | 35-60 |
| Längd, mm | 58 | 63 |
| Vikt, g | 57,9 | 67,8 |
| Antal/fp | 60 | 48 |
| Pris/fp | 291,00 | 282,72 |
| Pris/st | 4,85 | 5,89 |

Pampers

Paper-Pak Sweden AB

Barn allt-i-ett



Pampers barnblöja är avsedd för både pojkar och flickor. Ett fördelningsskikt som ska öka torrhetskänslan finns mellan ytskiktet och massakärnan. Längs hela skyddet går läckagebarriärer vilket ska hindra sidoläckage. Blöjans utsida släpper igenom luft och är beklädd med textilliknande material. Blöjan skålformas med hjälp av långsgående resårer. Fixeras med kardborrfästen som kan öppnas, flyttas och återförslutas.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Resårer

Non-woven Polypropen
Cellulosafuff, Superabsorbent
Polyeten
Lycra

| | Pampers New Baby Basic | Pampers Baby Dry Midi | Pampers Baby Dry Maxi | Baby Dry Maxi Plus | Pampers Baby Dry Junior |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| Best. nr. | 11030 | 11031 | 11032 | 11033 | 11034 |
| Abs.kapacitet, ml | 161 | 203 | 217 | 302 | 319 |
| Användarvikt, kg | 2-6 | 4-9 | 7-18 | 9-20 | 11-25 |
| Antal/fp | 288 | 132 | 116 | 108 | 100 |
| Pris/fp | 5,76 | 46,20 | 81,20 | 81,00 | 120,00 |
| Pris/st | 0,02 | 0,35 | 0,70 | 0,75 | 1,20 |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| | Baby Dry Extra large |
| Best. nr. | 11035 |
| Abs.kapacitet, ml | 386 |
| Användarvikt, kg | 16+ |
| Antal/fp | 88 |
| Pris/fp | 114,40 |
| Pris/st | 1,30 |

Pampers Easy Up

Paper-Pak Sweden AB

Barn allt-i-ett



Easy Up är byxa och skydd i ett avsett för både pojkar och flickor. Blöjan är försedd med läckagebarriärer, vilket ska minska risken för sidoläckage. Blöjans utsida släpper igenom luft. Den kan tas av och på som vanliga byxor men kan även tas av genom att riva sid-sömmarna.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Resårer

Non-woven Polypropen
Cellulosafuff, Superabsorbent
Polyeten
Lycra

| | Maxi | Junior | Extra Large |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 11044 | 11045 | 11046 |
| Abs.kapacitet, ml | 301 | 339 | 364 |
| Användarvikt, kg | 8-15 | 12-18 | 16+ |
| Antal/fp | 88 | 80 | 72 |
| Pris/fp | 145,20 | 132,00 | 140,40 |
| Pris/st | 1,65 | 1,65 | 1,95 |

Boys Boxer

Heinex AB

Flergångs



Boys Boxer är avsedd för pojkar med små urinläckage. Det är en tvättbar flergångsbyxa med ett fastsytt absorptionsinlägg i grenen. Byxan ska tvättas innan den tas i bruk för att aktivera absorptionen i absorptionsinlägget. Tål många tvättar. Den ska inte användas tillsammans med andra inkontinensskydd.

Material
Tvättråd

Bomull, Elastan, Polyester, Viskos, Polyuretan
60°C, ej sköljmedel, torktumling max 60°C

| | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år | 11-12 år |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 12005 | 12006 | 12007 | 12008 | 12009 |
| Abs.kapacitet, ml | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Midjemått, cm | 46-56 | 57-61 | 56-66 | 61-71 | 71-81 |
| Färg, | svart/grå | svart/grå | svart/grå | svart/grå | svart/grå |
| Antal/fp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pris/fp | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Pris/st | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

Rose

Heinex AB

Flergångs



Rose är avsedd för flickor med små urinläckage. Det är en tvättbar flergångsbyxa med ett fastsytt absorptionsinlägg i grenen. Byxan ska tvättas innan den tas i bruk för att aktivera absorptionen i absorptionsinlägget. Tål många tvättar. Den ska inte användas tillsammans med andra inkontinensskydd.

Material
Tvättråd

Bomull, Elastan, Polyester, Viskos, Polyuretan
60°C, ej sköljmedel, torktumling max 60°C

| | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år | 11-12 år |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 12055 | 12056 | 12057 | 12058 | 12059 |
| Abs.kapacitet, ml | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Midjemått, cm | 46-56 | 57-61 | 56-66 | 61-71 | 71-81 |
| Antal/fp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pris/fp | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Pris/st | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |

Abri-San Air Plus 0-4

Finess Hygiene AB

Skydd för fixering i byxa



Abri-San Air Plus, 0-4 är avsedda för kvinnor med dropp - medelstora urinläckage. Skydden innehåller superabsorbenter med lågt pH vilket ska minska risken för oönskad lukt. Alla skydden utom nr 0 har liggande läckagebarriärer vilket ska minska risken för läckage. Spärrskiktet är andningsbart och beklätt med textilliknande material vilket ska förhindra hudirritationer. Fixeras med tejp på utsidan i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa.

Ytskikt

Non-woven Polypropen

Abs. skikt

Cellulosafluff, Superabsorbent

Spärrskikt

Polyeten, Non-woven Polypropen

| | 0 | 1 | 1A | 2 | 3 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 14620 | 14621 | 14622 | 14623 | 14624 |
| Abs.kapacitet, ml | 27 | 67 | 67 | 117 | 167 |
| Längd, mm | 180 | 220 | 280 | 270 | 330 |
| Bredd, mm | 60 | 100 | 70 | 110/140 | 115/160 |
| Vikt, g | 4 | 10 | 13 | 18 | 22 |
| Antal/fp | 336 | 280 | 336 | 336 | 168 |
| Pris/fp | 120,96 | 126,00 | 168,00 | 184,80 | 109,20 |
| Pris/st | 0,36 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,65 |

Abri-San Air Plus, 5-11

Finess Hygiene AB

Skydd för fixering i byxa



Abri-San Air Plus, 5 -11 är avsedda för personer med medelstora-stora urin/avföringsläckage. Skydden har dubbla massakärnor och ett fördelningsskikt som ska öka torrhets känslan och innehåller superabsorbenter som ska minska risken för oönskad lukt. Spärrskiktet är andningsbart och beklätt med ett textilliknande material vilket ska förhindra hudirritationer. Längs hela skyddet går läckagebarriärer, 7-11 även fram och bak. Skålformas med hjälp av långsgående resårer. Har våtindikator. Fixeras med fixeringsbyxa.

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen |
| Abs. skikt | Cellulosaflof, Superabsorbent |
| Spärrskikt | Polyeten, Non-woven Polypropen |
| Resårer | Polyuretan |

| | 5 | 7 | 9 | 11 |
|-------------------|--------|---------|----------|---------|
| Best. nr. | 14715 | 14717 | 14719 | 14720 |
| Abs.kapacitet, ml | 400 | 716 | 800 | 1133 |
| Längd, mm | 540 | 630 | 700 | 700 |
| Bredd, mm | 280 | 360 | 360 | 360 |
| Vikt, g | 50 | 81 | 106 | 150 |
| Färgmarkering, | vit | vit/gul | vit/grön | vit/röd |
| Antal/fp | 144 | 90 | 100 | 64 |
| Pris/fp | 172,80 | 139,50 | 168,00 | 136,32 |
| Pris/st | 1,20 | 1,55 | 1,68 | 0,64 |

Attends Contours

Paper-Pak Sweden AB

Skydd för fixering i byxa



Attends Contours 5-10 är avsedda för personer med medel - stora urin/avföringsläckage. Skydden har ett fördelningsskikt som ska öka torrhetssänsan, innehåller superabsorbenter som ska minska risken för uppkomst av dålig lukt, Odour Protection. Längs hela skydden utom på 5 Plus går läckagebarriärer. 5 Plus skålformas med hjälp av långsgående resårer. Skydden har våtindikator. 5 Plus fixeras med hjälp av tejp i trosa/fixeringsbyxa, övriga skydd i fixeringsbyxa.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Resårer

Non-woven Polypropen
Cellulosafluff, Superabsorbent
Polyeten
Polyisopren

| | 5 Plus | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Best. nr. | 14205 | 14206 | 14207 | 14208 | 14209 |
| Abs.kapacitet, ml | 358 | 484 | 589 | 766 | 839 |
| Längd, mm | 49 | 580 | 650 | 700 | 700 |
| Bredd, mm | 18 | 180 | 190 | 200 | 330 |
| Vikt, g | 46 | 64 | 84 | 102 | 116 |
| Antal/fp | 140 | 140 | 112 | 112 | 112 |
| Pris/fp | 140,00 | 147,00 | 134,40 | 166,88 | 192,64 |
| Pris/st | 1,00 | 1,05 | 1,20 | 1,49 | 1,72 |

| | |
|-------------------|--------------|
| | 10 Maxi Plus |
| Best. nr. | 14211 |
| Abs.kapacitet, ml | 1070 |
| Längd, mm | 700 |
| Bredd, mm | 230 |
| Vikt, g | 132 |
| Antal/fp | 112 |
| Pris/fp | 202,72 |
| Pris/st | 1,81 |

Attends Contours Air Comfort

Paper-Pak Sweden AB

Skydd för fixering i byxa



Attends Contours Air Comfort är avsedda för kvinnor med medelstora urinläckage. Ett fördelningsskikt mellan ytskiktet och massakärnan ska öka torrhetskänslan. Skydden innehåller superabsorbenter som ska minska risken för oönskad lukt, Odour Protection och skålformas med hjälp av längsgående resår. Spärnskiktet är andningsbart. Fixeras med tejp på utsidan i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa.

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen, Polyeten |
| Abs. skikt | Cellulosaflof, Superabsorbent |
| Spärnskikt | Polyeten |
| Resårer | Polyisopren |

| | |
|-------------------|--------------|
| Best. nr. | 14204 |
| Abs.kapacitet, ml | 251 |
| Längd, mm | 390 |
| Bredd, mm | 210/157 |
| Vikt, g | 32 |
| Antal/fp | 210 |
| Pris/fp | 207,90 |
| Pris/st | 210,00 |

Attends Discrete

Paper-Pak Sweden AB

Skydd för fixering i byxa



Attends Discrete är avsedda för kvinnor med dropp-medelstora urinläckage. Nr 4 kan även användas vid små avföringsläckage. Ett fördelningsskikt mellan ytskiktet och massakärnan ska öka torrhetskänslan. Skydden innehåller superabsorbenter som ska minska risken för oönskad lukt, Odour Protection. Nr 3 och Nr 4 skålformas med hjälp av långsgående resår. Fixeras med tejp på utsidan i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa.

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen, Polyeten |
| Abs. skikt | Cellulosafluff, Superabsorbent |
| Spärrskikt | Polyeten |
| Resårer | Polyisopren |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|
| Best. nr. | 14001 | 14002 | 14003 | 14004 |
| Abs.kapacitet, ml | 69 | 110 | 148 | 251 |
| Längd, mm | 230 | 260 | 310 | 390 |
| Bredd, mm | 100/74 | 120/84 | 110/106 | 210/157 |
| Vikt, g | 9 | 14 | 20 | 32 |
| Antal/fp | 240 | 192 | 240 | 210 |
| Pris/fp | 120,00 | 138,24 | 189,60 | 189,00 |
| Pris/st | 0,50 | 0,72 | 0,79 | 0,90 |

Saniline inkontinensskydd 1

Sanicare AB

Skydd för fixering i byxa



Saniline inkontinensskydd är avsett för personer med små - medelstora urinläckage. Skydden har fördelningskikt som ska öka torrhets känslan och innehåller superabsorbenter som minskar risken för uppkomst av oönskad lukt. Air produkterna har spärrskilt klätt med non-woven. Fixeras med hjälp av längsgående limsträng på utsidan i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosafluff, Superabsorbent, Polyester
Polyeten

| | Mini air | Mini Long air |
|-------------------|--------------|---------------|
| Best. nr. | 14510 | 14511 |
| Abs.kapacitet, ml | 73 | 104 |
| Längd, mm | 225 | 280 |
| Bredd, mm | 55-100 | 55-105 |
| Vikt, g | 8,5 | 11,5 |
| Antal/fp | 240 | 240 |
| Pris/fp | 103,68 | 139,68 |
| Pris/st | 0,43 | 0,58 |

Saniline inkontinensskydd 2

Sanicare AB

Skydd för fixering i byxa



Saniline inkontinensskydd är avsett för kvinnor med små - medelstora urinläckage. Skydden har fördelningsskikt som ska öka torrhetskänslan och innehåller superabsorbenter som ska minska risken för uppkomst av oönskad lukt. Fixeras med hjälp av längsgående limsträng på utsidan i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosaflof, Superabsorbent, Polyester
Polyeten

| Best. nr. | Normal 14512 | Extra 14513 | Super 14514 |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Abs.kapacitet, ml | 120 | 148 | 274 |
| Längd, mm | 285 | 310 | 390 |
| Bredd, mm | 120-150 | 130-160 | 150-195 |
| Vikt, g | 14,5 | 21 | 39 |
| Antal/fp | 240 | 240 | 160 |
| Pris/fp | 149,28 | 175,68 | 149,12 |
| Pris/st | 0,62 | 0,73 | 0,93 |

Sanisoft Anatomic

Sanicare AB

Skydd för fixering i byxa



Sanisoft Anatomic är avsedda för personer med droptill små urin-läckage. Skydden innehåller speciella superabsorbenter som minskar risken för uppkomst av oönskad lukt. Anatomic Air har spärrskikt klätt med non-woven. Fixeras med hjälp av längsgående tejp på skyddets undersida i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosafuff, Superabsorbent
Polyeten

| | Normal Air | Extra Air |
|-------------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 14607 | 14608 |
| Abs.kapacitet, ml | 58 | 98 |
| Längd, mm | 225 | 285 |
| Bredd, mm | 60-65 | 60-80 |
| Vikt, g | 10 | 15 |
| Antal/fp | 216 | 96 |
| Pris/fp | 95,47 | 57,79 |
| Pris/st | 0,44 | 0,60 |

Sanisoft Mini

Sanicare AB

Skydd för fixering i byxa



Sanisoft Mini är avsedda för personer med droppinkontinens. Skydden innehåller speciella superabsorbenteter som minskar risken för uppkomst av oönskad lukt. Sanisoft Normal har non-woven runt om vilket skall göra skyddet mjukt. Fixeras med hjälp av långsgående tejp på skyddets utsida i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosafuff, Superabsorbent
Polyeten

| Best. nr. | Med vingar 14603 | Long med vingar 14604 |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Abs.kapacitet, ml | 33 | 55 |
| Längd, mm | 225 | 300 |
| Bredd, mm | 60, exkl vingar | 75, exkl vingar |
| Vikt, g | 5 | 11,5 |
| Antal/fp | 300 | 250 |
| Pris/fp | 150,60 | 168,00 |
| Pris/st | 0,50 | 0,67 |

Sanisoft Mini Plus

Sanicare AB

Skydd för fixering i byxa



Sanisoft Mini Plus är avsedda för personer med droppinkontinens. Skydden innehåller speciella superabsorbenteter som minskar risken för uppkomst av oönskad lukt. Fixeras med hjälp av långsgående tejp på skyddets utsida i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosafluff, Superabsorbent
Polyeten

| | Plus | Plus long |
|-------------------|--------|-----------|
| Best. nr. | 14651 | 14652 |
| Abs.kapacitet, ml | 26 | 38 |
| Längd, mm | 225 | 300 |
| Bredd, mm | 70 | 80 |
| Vikt, g | 8 | 9 |
| Antal/fp | 224 | 224 |
| Pris/fp | 101,25 | 139,33 |
| Pris/st | 0,45 | 0,62 |

TENA Comfort

SCA Hygiene Products AB

Skydd för fixering i byxa



TENA Comfort Mini Super - Maxi är avsedda för personer med medelstora - mycket stora urin/avföringsläckage. I grenpartiet mellan ytskikt och abs.skikt finns ett insläpps- och spridningsmaterial FeelDry vilket ska öka yttorrheten. Skydden har dubbla massakärnor som ska öka torrhet känslan. De är skålformade med hjälp av elastiktrådar som går runt massakärnorna. Har våtindikator och fixeras med fixeringsbyxa.

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen, Polyeten |
| Abs. skikt | Cellulosafluff, Superabsorbent |
| Spärrskikt | Polyeten |
| Resårer | Polyisopren |

| Best. nr. | Normal 14700 | Plus 14701 | Extra 14702 | Super 14703 | Maxi 14705 |
|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Abs.kapacitet, ml | 343 | 532 | 681 | 808 | 992 |
| Längd, mm | 520 | 630 | 630 | 660 | 660 |
| Vikt, g | 46 | 69 | 83 | 102 | 123 |
| Färgmarkering, | aprikos | blå | gul | grön | lila |
| Antal/fp | 126 | 92 | 80 | 60 | 56 |
| Pris/fp | 125,37 | 98,90 | 98,80 | 89,10 | 102,76 |
| Pris/st | 1,00 | 1,08 | 1,24 | 1,49 | 1,84 |

TENA Lady

SCA Hygiene Products AB

Skydd för fixering i byxa



TENA Lady är avsedda för kvinnor med små till medelstora urinläckage. Mini Plus har ett ytskikt, QuickDry, för torrare produkt. Ett fördelningsskikt mellan ytskiktet och massakärnan ska öka torrhetsskänslan. Absorptionskärnan har lågt pH, Odour Control, vilket ska minska risken för oönskad lukt. Normal, Extra och Extra Plus har skumelastik i sidorna och textilliknande andningsbar baksida. Fixeras med längsgående tejp på undersidan i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Resårer

Non-woven Polypropen
Cellulosaflof, Superabsorbent
Polyeten
Polyuretan

| | Mini Plus | Normal | Extra | Extra Plus |
|-------------------|-----------|--------|--------|------------|
| Best. nr. | 14110 | 14111 | 14112 | 14113 |
| Abs.kapacitet, ml | 80 | 100 | 167 | 223 |
| Längd, mm | 255 | 275 | 340 | 380 |
| Bredd, mm | 50-100 | 106 | 121 | 130 |
| Vikt, g | 12 | 15,6 | 25,1 | 35,5 |
| Antal/fp | 160 | 288 | 240 | 192 |
| Pris/fp | 103,20 | 197,28 | 193,20 | 219,84 |
| Pris/st | 0,65 | 0,69 | 0,81 | 1,15 |

Abri-Man

Finess Hygiene AB

Herrskydd



Abri-Man är avsett för män med droppinkontinens eller små urinläckage. Skydden innehåller speciella superabsorbenter som ska minska risken för uppkomst av dålig lukt. Spärrskiktet är andningsbart och klätt med non-woven. Normal och Extra omsluter penis och Plus omsluter både penis och pung. Fixeras med hjälp av tejp på utsidan i tätt sittande kalsong eller fixeringsbyxa. Extra har blå fäst-tejp för att skilja på storlekarna.

Ytskikt

Non-woven, Polypropen

Abs. skikt

Air-Laid tissue, Superabsorbent

Spärrskikt

Polyeten, Non-woven Polypropen

| Best. nr. | Normal 13000 | Plus 13001 | Extra 13002 |
|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Abs.kapacitet, ml | 80 | 120 | 103 |
| Vikt, g | 10 | 13 | 15 |
| Längd, mm | 150 | 170 | 150 |
| Bredd, mm | 60-115 | 55-150 | 60-115 |
| Antal/fp | 120 | 100 | 96 |
| Pris/fp | 230,40 | 218,00 | 207,00 |
| Pris/st | 1,92 | 2,18 | 2,16 |

Abri-Man Formula

Finess Hygiene AB

Herrskydd



Abri-Man Formula är avsedd för män med lätt-medel inkontinens. Skyddet omsluter penis och pung och har långsgående barriärer som förhindrar sidoläckage. Spärrskiktet är andningsbart och beklätt med ett textilliknande material vilket ska förhindra hudirritationer. Fixeras i tätt sittande kalsong eller fixeringsbyxa.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosaflof, Superabsorbent
Polyeten, Non-woven

| | 1 | 2 |
|-------------------|---------|---------|
| Best. nr. | 13003 | 13004 |
| Abs.kapacitet, ml | 100 | 122 |
| Vikt, g | 22 | 28 |
| Längd, mm | 290 | 290 |
| Bredd, mm | 290-220 | 290-220 |
| Antal/fp | 168 | 168 |
| Pris/fp | 277,20 | 327,60 |
| Pris/st | 1,65 | 1,95 |

Abri-Man Slipguard

Finess Hygiene AB

Herrskydd



Abri-Man Slipguard är avsedd för män med små -medelstora urin- och/eller avföringsläckage. Skyddet innehåller superabsorbenter som minskar risken för dålig lukt. Fixeras med tejp på utsidan i tätt sittande trosa, kalsong eller fixeringsbyxa.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosafluff, Superabsorbent
Polyeten

| | |
|-------------------|----------------|
| Best. nr. | 14300 |
| Abs.kapacitet, ml | 310 |
| Vikt, g | 39 |
| Längd, mm | 400 |
| Bredd, mm | 90, utvikt 230 |
| Antal/fp | 100 |
| Pris/fp | 298,00 |
| Pris/st | 2,98 |

Attends for men

Paper-Pak Sweden AB

Herrskydd



Attends for men är avsett för män med droppinkontinens eller små urinläckage. Skydden innehåller superabsorbenter som ska minska risken för oönskad lukt, Odour Protection. Attends for men är ett öppet skydd som appliceras över penis och pung. Fixeras med hjälp av tejp på utsidan i tätt sittande kalsong eller fixeringsbyxa.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven, Polypropen
Cellulosaflof, Superabsorbent
Polyeten

| | 1 | 2 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 13022 | 13023 |
| Abs.kapacitet, ml | 110 | 170 |
| Vikt, g | 6 | 10 |
| Längd, mm | 180 | 180 |
| Bredd, mm | 186 utvikt | 186 utvikt |
| Antal/fp | 100 | 64 |
| Pris/fp | 199,00 | 146,56 |
| Pris/st | 1,99 | 2,29 |

MoliMed for men active

HARTMANN-ScandiCare AB

Herrskydd



MoliMed for men active är avsett för män med små urinläckage. Skyddet har ett fördelningsskikt, dry-plus, som ska öka torrhet känslan, innehåller superabsorbenter som ska minska risken för oönskad lukt. Skyddet appliceras över penis. Fixeras med hjälp av tejp på utsidan i tätt sittande kalsong eller fixeringsbyxa .

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosaflof, Superabsorbent
Polyeten

Best. nr. 13060

Abs.kapacitet, ml 112

Vikt, g 10,5

Längd, mm 150

Bredd, mm 115

Antal/fp 168

Pris/fp 310,80

Pris/st 1,85

MoliMed for men protect

HARTMANN-ScandiCare AB

Herrskydd



MoliMed for men protect är avsett för män med medelstora urinläckage. Skyddet har ett trelagers absorptionsdyna, med Dry Plus, som ska öka torrhet känslan, innehåller superabsorbenter som ska minska risken för oönskad lukt, Odour Neutralizer. Läckagebarriärer finns längs hela skyddet. Spärrskiktet är andningsbart och klätt med non-woven för att förhindra prassel. Fixeras med hjälp av tejp på utsidan i tätt sittande kalsong eller fixeringsbyxa.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Resårer

Non-woven Polypropen
Cellulosafluff, Superabsorbent
Polyeten
Lycra

Best. nr. 13061

Abs.kapacitet, ml 206

Vikt, g 21

Längd, mm 345

Bredd, mm 180

Antal/fp 168

Pris/fp 411,16

Pris/st 2,45

TENA for Men, droppskydd

SCA Hygiene Products AB

Herrskydd



TENA for Men är avsett för män med droppinkontinens eller små urinläckage. Absorptionskärnan har lågt pH, Odour Control, vilket ska minska risken för uppkomst av oönskad lukt. Skyddet appliceras över penis och pung. Fixeras med hjälp av tejp på utsidan i tätt sittande kalsong eller fixeringsbyxa . Skydden är enstycksförpackade.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Resårer

Non-woven, Polypropen
Cellulosafuff, Superabsorbent
Polyeten
Polyisopren

| | Nivå 1 | Nivå 2 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 13081 | 13082 |
| Abs.kapacitet, ml | 148 | 162 |
| Vikt, g | 16,4 | 20,7 |
| Längd, mm | 270 | 270 |
| Bredd, mm | 227 | 227 |
| Antal/fp | 144 | 120 |
| Pris/fp | 280,80 | 304,80 |
| Pris/st | 1,95 | 2,54 |

Abri-Form Air Plus 2

Finess Hygiene AB

Allt-i-ett skydd



Abri-Form Air Plus 2 är avsett för personer med stora urin/avföringsläckage. Skyddet har dubbla massakärnor och ett fördelningsskikt som ska öka torrhetskänslan. Innehåller superabsorbenter som ska minska risken för oönskad lukt. Längsgående kanaler ska sprida urinen. Läckagebarrärer finns längs hela skyddet och bak. Skålformas med hjälp av längsgående resårer och elastik bak. Spärnskiktet är andningsbart, har våtindikator, fixeras med kardborrförslutning.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärnskikt
Resårer

Non-woven, Polypropen
Cellulosaflof, Superabsorbent
Polyeten
Polyuretan

| Best. nr. | X-small 15105 | Small 15106 | Medium 15107 | Large 15108 | X-large 15109 |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Abs.kapacitet, ml | 467 | 600 | 867 | 1033 | 1133 |
| Höftvidd, cm | 50-60 | 60-85 | 70-110 | 100-150 | 110-170 |
| Längd, cm | 59 | 69 | 83 | 100 | 105 |
| Vikt, g | 68 | 83 | 112 | 142 | 170 |
| Färgmarkering, | vit/grå | vit/gul | vit/blå | vit/grön | vit/röd |
| Antal/fp | 128 | 84 | 96 | 88 | 80 |
| Pris/fp | 258,56 | 190,68 | 275,52 | 294,80 | 304,00 |
| Pris/st | 2,02 | 2,27 | 2,87 | 3,35 | 3,80 |

Attends Slip 10 Super Plus

Paper-Pak Sweden AB

Allt-i-ett skydd



Attends Slip 10 Super Plus är avsett för personer med stora urin/avföringsläckage. Skyddet har ett fördelningsskikt som ska öka torrhetskänslan och innehåller superabsorbenter som tillsammans med fördelningsskiktet ska minska risken för oönskad lukt, Odour Protection. Läckagebarriärer finns längs hela skyddet. Skålformas med hjälp av långsgående resårer. Har våtindikator och tvåstegsfixering med kardborr och återförslutbara tejper. Större kapacitet än Attends Slip Super 9.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Resårer

Non-woven Polypropen
Cellulosaflof, Superabsorbent
Polyeten
Polyuretan

| | Small | Medium | Large |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 15299 | 15300 | 15301 |
| Abs.kapacitet, ml | 790 | 966 | 1233 |
| Höftvidd, cm | 50-90 | 75-110 | 100-145 |
| Benomfång, cm | 32-47 | 42-59 | 57-87 |
| Vikt, g | 89 | 113 | 144 |
| Antal/fp | 168 | 112 | 56 |
| Pris/fp | 425,04 | 314,72 | 190,40 |
| Pris/st | 2,53 | 2,81 | 3,40 |

Attends Slip 8 Extra

Paper-Pak Sweden AB

Allt-i-ett skydd



Attends Slip 8 Extra är avsett för personer med stora urin/avföringsläckage. Skyddet har ett fördelningsskikt som ska öka torrhetskänslan och innehåller superabsorbenter som tillsammans med fördelningsskiktet ska minska risken för oönskad lukt, Odour Protection. Läckagebarriärer finns längs hela skyddet. Skålformas med hjälp av långsgående resårer. Har våtindikator och tvåstegsfixering med kardborr och återförslutbara tejper. Har lägre absorption än Attends Slip Super 9 och 10.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Resårer

Non-woven Polypropen
Cellulosaflof, superabsorbent
Polyeten
Polyuretan

| | Medium | Large |
|-------------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 15150 | 15151 |
| Abs.kapacitet, ml | 567 | 700 |
| Höftvidd, cm | 75-110 | 100-145 |
| Benomfång, cm | 42-59 | 57-87 |
| Vikt, g | 82 | 101 |
| Antal/fp | 112 | 112 |
| Pris/fp | 230,72 | 293,44 |
| Pris/st | 2,06 | 2,62 |

Attends Slip 9 Super

Paper-Pak Sweden AB

Allt-i-ett skydd



Attends Slip 9 Super, är avsett för personer med stora urin/avföringssläckage. Skyddet har ett fördelningsskikt som ska öka torrhetsskänslan och innehåller superabsorbenter som tillsammans med fördelningsskiktet ska minska risken för oönskad lukt, Odour Protection. Skålformas med hjälp av långsgående resårer och har våtindikator. Fixeras med återförslutbara tejper. Skydden har läckagebarriärer M och L har tvåstegsfixering, kardborre och återförslutbara tejper.

| | |
|------------|-------------------------------|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen |
| Abs. skikt | Cellulosaflof, Superabsorbent |
| Spärrskikt | Polyeten |
| Resårer | Polyuretan |

| Best. nr. | X-small 15200 | Small 15201 | Medium 15202 | Large 15203 |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Abs.kapacitet, ml | 497 | 566 | 700 | 833 |
| Höftvidd, cm | 40-70 | 50-80 | 75-110 | 110-145 |
| Benomfång, cm | 30-44 | 32-47 | 42-59 | 57-87 |
| Längd, cm | 58 | 71 | 79 | 96 |
| Vikt, g | 79 | 86 | 93 | 114 |
| Antal/fp | 168 | 168 | 112 | 112 |
| Pris/fp | 290,64 | 342,72 | 272,16 | 323,68 |
| Pris/st | 1,73 | 2,04 | 2,43 | 2,89 |

TENA Flex Maxi

SCA Hygiene Products AB

Allt-i-ett skydd



TENA Flex Maxi är avsett för personer med mycket stora urin/avföringsläckage. I grenpartiet mellan ytskikt och abs.skikt finns ett insläpps- och spridningsmaterial FeelDry vilket ska öka yttorrheten. Skyddet har dubbla massakärnor som ska öka torrhet känslan. Spärrskiktet är andningsbart vilket ska låta huden andas. Längs hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas med hjälp av långsgående resårer. Har midjeresår fram och bak. Har våtindikator och fixeras med hjälp av återförlutbart höftbälte och kardborrband.

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen, Polyeten |
| Abs. skikt | Cellulosaflof, Superabsorbent |
| Spärrskikt | Polyeten, Non-woven Polypropen |
| Resårer | Polyisopren, Polyuretan |

| | Small | Medium | Large | X-large |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 16208 | 16209 | 16210 | 16211 |
| Abs.kapacitet, ml | 960 | 1040 | 1240 | 1697 |
| Höftvidd, cm | 60-90 | 70-110 | 85-125 | 105-155 |
| Vikt, g | 116,8 | 129 | 152,8 | 197 |
| Färgmarkering, | lila | lila | lila | lila |
| Antal/fp | 63 | 66 | 66 | 63 |
| Pris/fp | 279,09 | 283,80 | 326,70 | 434,70 |
| Pris/st | 4,43 | 4,30 | 4,95 | 6,90 |

TENA Flex Plus

SCA Hygiene Products AB

Allt-i-ett skydd



TENA Flex Plus är avsett för personer med medelstora urin/avföringsläckage. I grenpartiet mellan ytskikt och abs.skikt finns ett insläpps- och spridningsmaterial FeelDry vilket ska öka yttorrheten. Skyddet har dubbla massakärnor som ska öka torrhetskänslan. Spärrskiktet är andningsbart vilket ska låta huden andas. Längs hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas med hjälp av längsgående resårer. Har midjeresår fram och bak. Har våtindikator och fixeras med hjälp av återförlutbart höftbälte och kardborrband.

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen, Polyeten |
| Abs. skikt | Cellulosaflof, Superabsorbent |
| Spärrskikt | Polyeten, Non-woven Polypropen |
| Resårer | Polyisopren, Polyuretan |

| | Small | Medium | Large | X-large |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|
| Best. nr. | 16200 | 16201 | 16202 | 16203 |
| Abs.kapacitet, ml | 487 | 630 | 643 | 850 |
| Höftvidd, cm | 60-90 | 70-110 | 85-125 | 105-155 |
| Vikt, g | 69,1 | 81,6 | 90,2 | 120 |
| Färgmarkering, | Blå | Blå | Blå | Blå |
| Antal/fp | 84 | 90 | 90 | 90 |
| Pris/fp | 267,12 | 279,90 | 319,50 | 468,00 |
| Pris/st | 3,18 | 3,11 | 3,55 | 5,20 |

TENA Flex Super

SCA Hygiene Products AB

Allt-i-ett skydd



TENA Flex Super är avsett för personer med stora urin/avföringsläckage. I grenpartiet mellan ytskikt och abs.skikt finns ett insläpps- och spridningsmaterial FeelDry vilket ska öka yttorrheten. Skyddet har dubbla massakärnor som ska öka torrhetskänslan. Spärrskiktet är andningsbart vilket ska låta huden andas. Längs hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas med hjälp av längsgående resårer. Har midjeresår fram och bak. Har våtindikator och fixeras med hjälp av återförslutbart höftbälte och kardborrband.

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen, Polyeten |
| Abs. skikt | Cellulosaflopp, Superabsorbent |
| Spärrskikt | Polyeten, Non-woven Polypropen |
| Resårer | Polyisopren, Polyuretan |

| | Small | Medium | Large | X-large |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 16204 | 16205 | 16206 | 16207 |
| Abs.kapacitet, ml | 651 | 747 | 830 | 1070 |
| Höftvidd, cm | 60-90 | 70-110 | 85-125 | 105-155 |
| Vikt, g | 81,5 | 94 | 104,7 | 138,5 |
| Färgmarkering, | grön | grön | grön | grön |
| Antal/fp | 84 | 66 | 66 | 84 |
| Pris/fp | 303,24 | 236,28 | 268,62 | 495,60 |
| Pris/st | 3,61 | 3,58 | 4,07 | 5,90 |

Abri-Flex 1

Finess Hygiene AB

Allt-i-ett byxa



Abri-Flex 1 är avsett för personer med medelstora /stora urin/avföringsläckage. Skyddet består av skydd och byxa i ett och är försett med läckagebarriärer vilket ska minska risken för sidoläckage. Utvändigt är andningsbar och beklädd med textilliknande material för att förhindra hudirritationer. Skyddet har våtindikator och kan tas av genom att riva sidesömmarna.

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen |
| Abs. skikt | Cellulosafluff, Superabsorbent |
| Spärrskikt | Polyeten, non-wovenbeklädd |
| Resårer | Polyuretan |

| Best. nr. | X-Small 15020 | Small 15021 | Medium 15022 | Large 15023 | X-large 15024 |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Abs.kapacitet, ml | 400 | 433 | 467 | 500 | 533 |
| Midjevidd, cm | 45-70 | 60-90 | 80-110 | 100-140 | 130-170 |
| Vikt, g | 75 | 80 | 85 | 95 | 105 |
| Färgmarkering, | vit | gul | blå | grön | orange |
| Antal/fp | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Pris/fp | 326,76 | 301,56 | 315,00 | 350,28 | 420,84 |
| Pris/st | 3,89 | 3,59 | 3,75 | 4,17 | 5,01 |

MoliCare mobile

HARTMANN-ScandiCare AB

Allt-i-ett byxa



MoliCare mobile är avsett för personer med stora urin/avföringsläckage. Skyddet består av skydd och byxa i ett och har tre-lagers absorptionsdyna med Dry Plus som ska öka torrhetskänslan, innehåller superabsorbenter som ska minska risken för oönskad lukt, Odour Neutralizer. Läckagebarriärer ska minska risken för sidoläckage. Skyddet kan tas av genom att riva sidesömmarna.

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ytskikt | Non-woven Polypropen |
| Abs. skikt | Cellulosafluff, Superabsorbent |
| Spärrskikt | Polyeten, Non-woven Polypropen |
| Resårer | Lycra |

| Best. nr. | X-small 14930 | Small 14931 | Medium 14932 | Large 14933 | X-large 14934 |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Abs.kapacitet, ml | 429 | 428 | 521 | 571 | 621 |
| Höftvidd, cm | 45-70 | 60-90 | 80-120 | 100-150 | 130-170 |
| Vikt, g | 64 | 64 | 75 | 93 | 96 |
| Färgmarkering, | vit | blå/1 tråd | blå/2 trådar | blå/3 trådar | blå/4 trådar |
| Antal/fp | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Pris/fp | 213,92 | 207,20 | 212,24 | 234,64 | 296,80 |
| Pris/st | 3,82 | 3,70 | 3,79 | 4,19 | 5,30 |

Sanisoft Mini Kol

Sanicare AB

Avföringsinkontinens



Sanisoft Mini Kol är avsett att användas vid mindre avföringsläckage. Skyddet innehåller ett kolfilter som eliminerar lukt. Fixeras i tätt sittande tröja eller fixeringsbyxa.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosamassa, Superabsorbent, Kol, Viscos
Polyeten

| | Kort | Lång |
|------------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 14606 | 14605 |
| Bredd, mm | 60 | 75-150 |
| Längd, mm | 225 | 300 |
| Vikt, g | 6,7 | 11,5 |
| Antal/fp | 250 | 250 |
| Pris/fp | 505,50 | 731,75 |
| Pris/st | 2,02 | 2,93 |

Classic Sir Plus

Heinex AB

Flergångs



Classic Sir Plus är avsedd för män med små till medelstora urinläckage. Det är en tvättbar flergångsbyxa med en absorberande binda i grenen. Byxan är försedd med y-front. Den ska tvättas innan den tas i bruk för att aktivera absorptionen i bindan. Ska inte användas tillsammans med andra inkontinensskydd. Tål många tvättar.

Material
Tvättråd

Bomull, Elastan, Polyuretan, Polyester, Viskos, Polyamid
60°C, kan torktumlas på låg värme

| | Small | Medium | Large | X-large | XX-large |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 17105 | 17106 | 17107 | 17108 | 17109 |
| Abs.kapacitet, ml | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Midjemått, cm | 75-89 | 90-104 | 105-119 | 120-134 | 135-149 |
| Antal/fp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pris/fp | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| Pris/st | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |

Lady Basic, normal

Heinex AB

Flergångs



Lady Basic Normal är avsedd för kvinnor med små urinläckage. Det är en tvättbar flergångsbyxa med en absorberande inlägg i grenen. Byxan ska tvättas innan den tas i bruk för att aktivera absorptionen i bindan. Den ska inte användas tillsammans med andra inkontinensskydd. Tål många tvättar.

Material
Tvättråd

Bomull, Elastan, Polyester, Viskos, Polyuretan, Polyamid
60°C, kan torktumlas på lägre värme

| | X-small | Small | Medium | Large | X-large |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 17005 | 17006 | 17007 | 17008 | 17009 |
| Abs.kapacitet, ml | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Stussmått, cm | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 |
| Antal/fp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pris/fp | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| Pris/st | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |

| | |
|-------------------|--------------|
| | XX-large |
| Best. nr. | 17010 |
| Abs.kapacitet, ml | 350 |
| Stussmått, cm | 121-130 |
| Antal/fp | 1 |
| Pris/fp | 57,00 |
| Pris/st | 57,00 |

Abri-Net, fixeringsbyxa utan ben

Finess Hygiene AB

Fåtal tvättar



Abri-Net fixeringsbyxa är avsedd för fixering av droppskydd och plastade inkontinensskydd. Tål ca 25 tvättar.

Material
Tvättråd

Polyester, Polyamid-microfiber, Elastan
60°C, lätt torktumling

| | Small | Medium | Large | X-large | XX-large |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 31250 | 31251 | 31252 | 31253 | 31254 |
| Midjemått, cm | 55-80 | 70-95 | 80-120 | 90-130 | 100-155 |
| Stussmått, cm | 60-100 | 75-120 | 90-140 | 100-150 | 110-160 |
| Lårmått, cm | 35-50 | 45-60 | 55-65 | 60-75 | 60-80 |
| Färgmarkering, | gul | blå | brun | grön | orange |
| Antal/fp | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pris/fp | 107,50 | 115,50 | 125,00 | 135,50 | 149,50 |
| Pris/st | 2,15 | 2,31 | 2,50 | 2,71 | 2,99 |

Saniform Fixeringsbyxa Bas

Sanicare AB

Fåtal tvättar



Saniform Fixeringsbyxa Bas är avsedd för fixering av droppskydd och plastade inkontinensskydd. Tål ett fåtal tvättar.

Material
Tvättråd

Polyamid, Lycra
60°C

| | Small | Medium | Large | X-large |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 31410 | 31411 | 31412 | 31413 |
| Färgmarkering, | röd | blå | brun | grön |
| Antal/fp | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pris/fp | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
| Pris/st | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |

Abri-Fix Soft Cotton, Junior

Finess Hygiene AB

Flertal tvättar



Abri-Fix Soft Cotton fixeringsbyxa för barn är avsedd för fixering av droppskydd och plastade inkontinensskydd. Tål ca 100 tvättar.

Material
Tvättråd

Bomull, Elastan
95°C, lätt torktumling

| | Flick | Pojk |
|------------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 31806 | 31805 |
| Stussmått, cm | 55-70 | 55-70 |
| Lårmått, cm | 30-40 | 30-40 |
| Färgmarkering, | gul | blå |
| Antal/fp | 1 | 1 |
| Pris/fp | 30,00 | 30,00 |
| Pris/st | 30,00 | 30,00 |

Abri-Leaf med ben

Finess Hygiene AB

Flertal tvättar



Abri-Leaf fixeringsbyxa är avsedd för fixering av droppskydd och plastade inkontinensskydd. Byxan har ben och är försedd med rundstickade stabiliseringszoner. Tål ca 50 tvättar.

Material
Tvättråd

Polyamid-microfiber, Elastan
60°C, lätt till medel torktumling

| | X-small | Small | Medium | Large | X-large |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 31000 | 31001 | 31002 | 31003 | 31004 |
| Midjemått, cm | 55-75 | 65-85 | 75-105 | 85-115 | 95-125 |
| Stussmått, cm | 60-90 | 65-100 | 75-120 | 85-135 | 95-150 |
| Lårmått, cm | 35-50 | 40-60 | 45-65 | 55-75 | 65-85 |
| Färgmarkering, | grå | gul | blå | brun | grön |
| Antal/fp | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pris/fp | 15,35 | 16,10 | 16,20 | 16,40 | 17,40 |
| Pris/st | 1,54 | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 1,74 |

| | |
|------------------|--------------|
| | XX-large |
| Best. nr. | 31005 |
| Midjemått, cm | 100-135 |
| Stussmått, cm | 105-170 |
| Lårmått, cm | 70-95 |
| Färgmarkering, | orange |
| Antal/fp | 10 |
| Pris/fp | 185,00 |
| Pris/st | 18,50 |

Abri-Leaf Super utan ben

Finess Hygiene AB

Flertal tvättar



Abri-Leaf Super fixeringsbyxa är avsedd för fixering av plastade inkontinensskydd. Byxan är utan ben och försedd med rundstickade stabiliseringszoner. Tål ca 50 tvättar.

Material
Tvättråd

Polyamid-microfiber, Elastan
60°C, lätt torktumling

| | X-small | Small | Medium | Large | X-large |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 31006 | 31007 | 31008 | 31009 | 31010 |
| Midjemått, cm | 55-75 | 65-85 | 75-105 | 85-115 | 95-125 |
| Stussmått, cm | 60-90 | 70-110 | 80-130 | 90-150 | 100-170 |
| Lårmått, cm | 35-55 | 40-60 | 50-75 | 60-85 | 70-95 |
| Antal/fp | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pris/fp | 175,00 | 179,50 | 186,00 | 218,50 | 235,00 |
| Pris/st | 17,50 | 17,95 | 18,60 | 21,85 | 23,50 |

Abri-Leaf Super utan ben, svart

Finess Hygiene AB

Flertal tvättar



Abri-Leaf Super fixeringsbyxa är avsedd för fixering av droppskydd och plastade inkontinensskydd. Byxan är utan ben och försedd med rundstickade stabiliseringszoner. Tål ca 50 tvättar.

Material
Tvättråd

Polyamid-microfiber, Elastan
60°C, lätt torktumling

| | Small | Medium | Large | X-large |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 31011 | 31012 | 31013 | 31014 |
| Midjemått, cm | 65-90 | 75-105 | 90-115 | 105-130 |
| Stussmått, cm | 70-100 | 80-125 | 90-145 | 100-165 |
| Lårmått, cm | 40-55 | 50-65 | 55-80 | 65-85 |
| Antal/fp | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pris/fp | 195,00 | 215,00 | 218,50 | 260,00 |
| Pris/st | 19,50 | 21,50 | 21,85 | 26,00 |

TENA fix

SCA Hygiene Products AB

Flertal tvättar



TENA fix hygienbyxa är avsedd för fixering av droppskydd och plastade inkontinensskydd. Tål ca 25 tvättar.

Material
Tvättråd

Polyamid, Elastan, Polyester
70°C, ej torktumling

| | |
|------------------|--------------|
| | X-small |
| Best. nr. | 31302 |
| Midjemått, cm | -55 |
| Färgmarkering, | röd |
| Antal/fp | 25 |
| Pris/fp | 73,50 |
| Pris/st | 2,94 |

Abri-Soft Super Dry

Finess Hygiene AB

Hygienunderlägg, engångs



Abri-Soft hygienunderlägg är avsett att användas i säng eller stol som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns. Innehåller Superabsorbent. Spärrskiktet är antiglidbehandlat.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosafluff, Superabsorbent
Polyeten

| Best. nr. | 21001 | 21002 |
|-------------|--------|--------|
| Storlek, cm | 60x60 | 60x90 |
| Vikt, g | 40 | 60 |
| Antal/fp | 240 | 120 |
| Pris/fp | 201,60 | 140,40 |
| Pris/st | 0,84 | 1,17 |

Absorba sittunderlägg

Sanicare AB

Hygienunderlägg, flergångs



Absorba är ett tvättbart sittunderlägg i tyg som är avsett att användas som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns. Skyddet har antihalkbeläggning på undersidan. Underlägget bör tvättas innan det tas i bruk för att aktivera absorptionen. Enligt leverantören kan skyddet tvättas upp till 450 gånger i hushållstvätt med bibehållen kvalitet på spärrskiktet.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Tvättråd

Polyester
Polyester 65%, Rayon 35%
Polyuretan laminerad
90°C, torktumling 70°C, ej sköljmedel

| | |
|------------------|---------------|
| | blå |
| Best. nr. | 922001 |
| Storlek, cm | 45x45 |
| Färg, | blå |
| Antal/fp | 4 |
| Pris/fp | 234,96 |
| Pris/st | 58,74 |

Attends Cover Dri Plus lakansskydd

Paper-Pak Sweden AB

Lakansskydd, engångs



Attends Cover Dri Plus lakansskydd är avsett att användas i säng som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns. Innehåller superabsorbenter som ska minska risken för uppkomst av dålig lukt, Odour Protection. Absorptionsytan är lagd i diagonalrutor med kanaler vilket ska begränsa spridningen av urin. Spärrskiktet är antiglidbehandlat. Skyddet är försett med bäddflikar för att att hålla det på plats.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt

Non-woven Polypropen
Cellulosafluff, Superabsorbent
Polyeten

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 21020 |
| Storlek, cm | 80x170 |
| Antal/fp | 120 |
| Pris/fp | 474,00 |
| Pris/st | 3,95 |

TENA Hygienlakan

SCA Hygiene Products AB

Lakansskydd, engångs



TENA hygienlakan är avsett att användas i säng som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns. Lakanet är försett med spärrkant.

Abs. skikt
Spärrskikt

Torrformerad cellulosa
Polyeten, Paraffin

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 21100 |
| Storlek, cm | 85x160 |
| Vikt, g | 112 |
| Antal/fp | 75 |
| Pris/fp | 203,25 |
| Pris/st | 2,71 |

Absorb-Plus Tufftex

Absorb-Plus AB

Lakansskydd, flergångs



Absorb-Plus Tufftex är ett tvättbart lakansskydd i tyg och är avsett att användas i säng som komplement till inkontinensskydd, där risk för läckage finns. Skyddet är laminerat och försett med bäddflikar för att hålla det på plats. Lakansskyddet bör tvättas innan det tas i bruk för att aktivera absorptionen. Enligt tillverkaren kan skyddet tvättas 200-300 gånger i hushållsmaskin med bibehållen kvalitet på spärrskiktet.

| | |
|------------|---|
| Ytskikt | Bomull 80%, Polyester 20% |
| Abs. skikt | Polyester 65%, Rayon 35% |
| Spärrskikt | Polyuretan |
| Tvättråd | 60-90°C, ej sköljmedel, torktumling/skåp max 70°C |

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 22011 |
| Storlek, cm | 85x180 |
| Liggyta, cm | 85x90 |
| Antal/fp | 3 |
| Pris/fp | 277,39 |
| Pris/st | 92,46 |

Absorba lakansskydd Assista

Sanicare AB

Lakansskydd, flergångs



Absorba lakansskydd Assista är ett tvättbart skydd i tyg och avsett att användas i säng som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns. Skyddet har frotté liknande ytskikt och är inte laminerat. Enligt leverantören kan skyddet tvättas 250 gånger i hushållstvätt.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Tvättråd

Polyester
Bomull, Rayon, Polyester
Polyuretan
90°C, endast sköljmedel vid var 5:e tvätt vid hårt vatten

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 22020 |
| Storlek, cm | 180x75 |
| Liggyta, cm | 90x70 |
| Färg, | vit/blå |
| Antal/fp | 3 |
| Pris/fp | 379,89 |
| Pris/st | 126,63 |

Sanipad lakansskydd

Monomak Medical AB

Lakansskydd, flergångs



Sanipad är ett tvättbart lakansskydd i tyg som är avsett att användas i säng som komplement till inkontinensskydd, där risk för läckage finns. Skyddet är försett med bäddflikar för att hålla det på plats. Enligt tillverkaren kan skyddet tvättas minst 300 gånger vid 95° C med bibehållen kvalitet. Vid tvätt 60° C klarar Sanipad ca 1000 tvättar.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Tvättråd

Bomull
Polyester, Viskos
Polyuretan, Polyester
60-95°C, torktumling max 110°C eller dropptorkning

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 22085 |
| Storlek, cm | 90x295 |
| Liggyta, cm | 90x150 |
| Antal/fp | 3 |
| Pris/fp | 756,00 |
| Pris/st | 252,00 |

Sanipad lakansskydd, glidyta

Monomak Medical AB

Lakansskydd, flergångs



Sanipad lakansskydd med glidyta är ett tvättbart skydd och avsett att användas i säng som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns. Skyddet är försett med bäddflikar för att hålla det på plats. Utsidan på spärrskiktet är glatt för att skyddet ska glida bättre mot underlaget. Lakansskyddet bör tvättas innan det tas i bruk för att aktivera absorptionen. Enligt tillverkaren kan skyddet tvättas upp till 300 gånger vid 90°C och ca 1000 gånger vid 60°C.

Ytskikt
Abs. skikt
Spärrskikt
Tvättråd

Bomull
Polyester, Viskos
Polyuretan, Polyester
60-95°C, torktumling max 110°C

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 22070 |
| Storlek, cm | 90x175 |
| Liggyta, cm | 85x90 |
| Antal/fp | 3 |
| Pris/fp | 435,00 |
| Pris/st | 145,00 |

Tappningskateter, Nelatonspets

MediPlast AB

Utan glidmedel



Tappningskatetern är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Gel ska användas vid införandet.

Material PVC

| Best. nr. | 61106 | 61108 | 61110 | 61112 | 61114 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Charrière, Ch | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
| Längd, mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Antal/fp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pris/fp | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 93,50 |
| Pris/st | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |

| Best. nr. | 61116 | 62106 | 62108 | 62110 | 62112 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 16 | 06 | 08 | 10 | 12 |
| Längd, mm | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Antal/fp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pris/fp | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 93,50 |
| Pris/st | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Best. nr. | 62114 | 62116 | 62118 | 62120 | |
| Charrière, Ch | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Antal/fp | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Pris/fp | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | |
| Pris/st | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |

Advance Plus, Nelatonspets, påse*

Hollister

Med glidmedel

* Får förskrivas enbart av ordinator med specialistkompetens.



Advance Plus tappningskateter är ett sterilt, slutet allt-i-ett system avsett att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Införingshylsan gör att katetern kan införas utan att vidröra yttre delen av urinröret. Detta minskar risken för kontamination vilket i sin tur kan minska risken för urinvägsinfektioner. Vid tömning samlas urinen upp i påsen som är fastmonterad i katetern. Katetern är förgelad och inget annat glidmedel behövs.

Material

PVC, Silikon, Polypropen, Polyeten, Glyceryl, Polymetacrylat

| Best. nr. | 66208 | 66210 | 66212 | 66214 | 66216 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Volym, ml | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Antal/fp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pris/fp | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| Pris/st | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |

| Best. nr. | 66218 | 66108 | 66110 | 66112 | 66114 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 18 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Längd, mm | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Volym, ml | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Antal/fp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pris/fp | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| Pris/st | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |

ReadyCath, Netalonspets

Codan Triplus AB

Med glidmedel



ReadyCath tappningskateter med nelatonspets är avsedd att användas vid tömning av urin från urinblåsan enligt RIK-metoden. Den blå skyddshylsan gör att katetern inte behöver beröras vilket ska minska risken för urinvägsinfektion. Katetern är förgelad och inget annat glidmedel behövs.

Material PVC, Lubragel

| Best. nr. | 69210 | 69212 | 69214 | 69316 | 69310 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Charrière, Ch | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 |
| Längd, mm | 210 | 210 | 210 | 420 | 420 |
| Antal/fp | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pris/fp | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| Pris/st | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

| Best. nr. | 69312 | 69314 |
|------------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 12 | 14 |
| Längd, mm | 420 | 420 |
| Antal/fp | 200 | 200 |
| Pris/fp | 2200,00 | 2200,00 |
| Pris/st | 11,00 | 11,00 |

EasiCath Set, Nelatonspets*

Coloplast AB

Hydrofil

* Får förskrivas enbart av ordinator med specialistkompetens.



EasiCath Set hydrofil tappningskateter med påse är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Katetern är förpackad i en steril urinuppsamlingspåse tillsammans med en ampull steril koksaltlösning. Ampullen bryts och innehållet blöter katetern som efter 30 sekunder är färdig att använda. Urinen rinner ner i urinuppsamlingspåsen. Inget annat glidmedel behövs.

| | |
|----------|---------------------------|
| Material | PVC, Polyeten, Polypropen |
| Ytskikt | PVP, urea |


| Best. nr. | 67008 | 67010 | 67012 | 67014 | 68008 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 |
| Längd, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Volym, ml | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 |
| Antal/fp | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pris/fp | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |
| Pris/st | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |

| Best. nr. | 68010 | 68012 | 68014 | 68016 | 68018 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Volym, ml | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Antal/fp | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pris/fp | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |
| Pris/st | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |

EasiCath, Nelatonspets

Coloplast AB

Hydrofil



EasiCath hydrofil tappningskateter är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Katetern blöts i vatten (förpackningen fylls med kranvatten) som efter 30 sekunder är färdig att användas. Inget annat glidmedel behövs.

| | |
|----------|-----------|
| Material | PVC |
| Ytskikt | PVP, urea |

| Best. nr. | 63008 | 63010 | 63012 | 63014 | 63016 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Längd, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 295,50 | 295,50 | 295,50 | 295,50 | 295,50 |
| Pris/st | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 64006 | 64008 | 64010 | 65008 | 65010 |
| Charrière, Ch | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Längd, mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 295,50 | 295,50 | 295,50 | 295,50 | 295,50 |
| Pris/st | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| Best. nr. | 65012 | 65014 | 65016 | 65018 | 65020 |
| Charrière, Ch | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Pris/fp | 295,50 | 295,50 | 295,50 | 295,50 | 197,00 |
| Pris/st | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| Best. nr. | 65022 | | | | |
| Charrière, Ch | 22 | | | | |
| Längd, mm | 400 | | | | |
| Antal/fp | 20 | | | | |
| Pris/fp | 197,00 | | | | |
| Pris/st | 9,85 | | | | |

EasiCath, Tiemannspets*

Coloplast AB

Hydrofil

* Får förskrivas enbart av ordinator med specialistkompetens.



EasiCath hydrofil tappningskateter med Tiemannspets är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Den böjda Tiemannspetsen är lämplig främst när anatomiska hinder i urineröret föreligger. Katetern blöts i vatten (förpackningen fylls med kranvatten) som efter 30 sekunder är färdig att använda. Inget annat glidmedel behövs.

| | |
|----------|-----------|
| Material | PVC |
| Ytskikt | PVP, urea |

| Best. nr. | 66010 | 66012 | 66014 | 66016 | 66018 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| Pris/st | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |

LoFríc Hydro-Kit II, Nelatonspets*

Astra Tech AB

Hydrofil

* Får förskrivas enbart av ordinator med specialistkompetens.



LoFríc Hydro-Kit II hydrofil tappningskateter med integrerad påse är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Katetern är förpackad i en steril urinuppsamlingspåse och behållare med sterilt vatten som töms och väter katetern före kateterisering. Urinen rinner ner i urinuppsamlingspåsen. Inget annat glidmedel behövs.

| | |
|----------|---------------|
| Material | PVC, Polyeten |
| Ytskikt | PVP, NaCl |

| Best. nr. | 76108 | 76110 | 76112 | 76114 | 76210 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 |
| Längd, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Volym, ml | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| Antal/fp | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pris/fp | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Pris/st | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |

| Best. nr. | 76212 | 76214 | 76216 | 76208 | 76218 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 12 | 14 | 16 | 8 | 18 |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Volym, ml | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Antal/fp | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pris/fp | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Pris/st | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |

LoFric Primo, Nelatonspets

Astra Tech AB

Hydrofil



LoFric Primo hydrofil tappningskateter är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Katetern är förpackad med vattenbehållare och införingshjälpmedel. Vattenbehållaren töms och väter katetern före kateteriseringen. Efter ca 30 sek. är katetern färdig att använda. Inget annat glidmedel behövs.

| | |
|----------|-----------|
| Material | PVC |
| Ytskikt | PVP, NaCl |

| Best. nr. | 75208 | 75210 | 75212 | 75214 | 75008 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 |
| Längd, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Pris/st | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

| Best. nr. | 75010 | 75012 | 75014 | 75016 | 75018 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Längd, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Pris/st | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

| Best. nr. | 75110 | 75112 | 75114 | 75116 | 75118 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Pris/st | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

LoFric, Nelatonspets

Astra Tech AB

Hydrofil



LoFric hydrofil tappningskateter med nelatonspets är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan med RIK-metoden samt vid behandling med RID (vidgning av urintröret). Katetern blöts i vatten (förpackningen fylls med kranvatten) som efter 30 sekunder är färdig att användas. Inget annat glidmedel behövs.

| | |
|----------|-----------|
| Material | PVC |
| Ytskikt | PVP, NaCl |

| Best. nr. | 71010 | 71012 | 71014 | 72008 | 72010 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 |
| Längd, mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Antal/fp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pris/fp | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |
| Pris/st | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |

| Best. nr. | 72012 | 72014 | 72016 | 72018 | 73006 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 12 | 14 | 16 | 18 | 6 |
| Längd, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Antal/fp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pris/fp | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |
| Pris/st | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |

| Best. nr. | 73008 | 73010 | 74008 | 74010 | 74012 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
| Längd, mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Antal/fp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pris/fp | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |
| Pris/st | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |

| Best. nr. | 74014 | 74016 | 74018 | 74020 | 74022 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Antal/fp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pris/fp | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |
| Pris/st | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |

LoFric, Tiemannspets*

Astra Tech AB

Hydrofil

* Får förskrivas enbart av ordinator med specialistkompetens.



LoFric hydrofil tappningskateter med Tiemannspets är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden, samt vid behandling med RID (vidgning av urineret). Den böjda Tiemannspetsen är lämplig främst när anatomiska hinder i urineret föreligger. Kateterpåsen fylls med vanligt vatten, efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta och är klar att använda. Inget annat glidmedel behövs.

Material
Ytskikt

PVC
PVP, NaCl

| Best. nr. | 76010 | 76012 | 76014 | 76016 | 76018 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Antal/fp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pris/fp | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |
| Pris/st | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 76020 |
| Charrière, Ch | 20 |
| Längd, mm | 400 |
| Antal/fp | 25 |
| Pris/fp | 247,50 |
| Pris/st | 9,90 |

SpeediCath Compact

Coloplast AB

Hydrofil



SpeediCath Compact hydrofil tappningskateter är avsedd att användas av flickor och kvinnor vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Förpackningen som innehåller steril koksaltlösning består av två hylsor varav den ena används som handtag vid införandet. Inget annat glidmedel behövs.

Material
Ytskikt

Polyuretan, Polypropen
PVP, urea

| Best. nr. | 79108 | 79110 | 79112 | 79114 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Längd, mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 472,50 | 472,50 | 472,50 | 472,50 |
| Pris/st | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |

SpeediCath, Nelatonspets

Coloplast AB

Hydrofil



SpeediCath hydrofil tappningskateter är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. SpeediCath är klar att använda direkt. Varje kateter är förpackad och ligger i en isoton kok-saltlösning. Inget annat glidmedel behövs

| | |
|----------|------------|
| Material | Polyuretan |
| Ytskikt | PVP, urea |

| Best. nr. | 77006 | 77008 | 77010 | 77012 | 77014 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Längd, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| Pris/st | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |

| Best. nr. | 77016 | 78008 | 78010 | 78012 | 79008 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 16 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| Längd, mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| Pris/st | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |

| Best. nr. | 79010 | 79012 | 79014 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Charrière, Ch | 10 | 12 | 14 |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| Pris/st | 13,40 | 13,40 | 13,40 |

SpeediCath, Tiemannspets*

Coloplast AB

Hydrofil

* Får förskrivas enbart av ordinator med specialistkompetens.



SpeediCath tappningskateter är PVC-fri och avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Den böjda Tiemannspetsen är lämplig främst när anatomiska hinder i urinröret föreligger. SpeediCath är klar att använda direkt. Varje kateter är förpackad och ligger i en isoton koksaltlösning. Inget annat glidmedel behövs.


| | |
|----------|------------|
| Material | Polyuretan |
| Ytskikt | PVP, Urea |

| Best. nr. | 79510 | 79512 | 79514 |
|---------------|--------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 10 | 12 | 14 |
| Längd, mm | 400 | 400 | 400 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| Pris/st | 14,50 | 14,50 | 14,50 |

Förlängningsslang

Codan Triplus AB

Till tappningskateter



Förlängningsslang till tappningskateter är avsedd för personer som tömmer sin urinblåsa enligt RIK metoden och har svårt att nå fram till toaletten med enbart katetern. Slangen har konnektor i båda ändarna.

Material

PVC, Polypropen, Polyeten

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 41301 |
| Längd, mm | 106 |
| Antal/fp | 50 |
| Pris/fp | 87,50 |
| Pris/st | 1,75 |

Kateterslem

Apoteket AB

Tillbehör



Kateterslem används som glidmedel till urinkateter utan ytbehandling vid kateterisering. Tuben kan användas under 1 dygn från öppnandet. Hatten ska noga tillslutas efter användandet.

Innehåll

Hypromellosem, Glycerol, Vatten

| | |
|-----------|--------|
| Best. nr. | 41200 |
| Mängd, ml | 10 |
| Antal/fp | 25 |
| Pris/fp | 173,75 |
| Pris/st | 6,95 |

LoFric Dila-Cath

Astra Tech AB

Hydrofil



LoFric Dila-Cath dilatationskateter är avsedd att användas vid dilatation (vidgning av urinröret). Katetern har inga ögon. Kateterpåsen fylls med vanligt vatten, efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta och är klar att använda. Inget annat glidmedel behövs.

Material
Ytskikt

PVC
PVP, NaCl

| Best. nr. | 79916 | 79918 |
|---------------|--------|--------|
| Charrière, Ch | 16 | 18 |
| Längd, mm | 400 | 400 |
| Antal/fp | 25 | 25 |
| Pris/fp | 272,50 | 272,50 |
| Pris/st | 10,90 | 10,90 |

Conveen Security+ urindroppssamlare

Coloplast AB

Självhäftande



Conveen Security+ självhäftande urindroppssamlare används av män vid urininkontinens. För fixering finns en häfttrand på insidan. För att underlätta appliceringen är urindroppssamlaren försedd med ett pårullningsstrip och en applikator. Applikatorn har en färgkod efter storlek. Mätsticka kan beställas från leverantören.

Material
Häfta

Termoplastisk elastomer, Talk, Polypropen
Polyvinyletylater

| Best. nr. | 53201 | 53202 | 53203 | 53204 | 53205 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Längd, mm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Diameter, mm | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Omkrets, mm | 70 | 80 | 90 | 105 | 125 |
| Färgmarkering, | röd | gul | grön | blå | grå |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 322,50 | 322,50 | 322,50 | 322,50 | 342,45 |
| Pris/st | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 11,43 |

Conveen Security+, urindroppssamlare kort

Coloplast AB

Självhäftande, kort



Conveen Security+ självhäftande urindroppssamlare, kort, används av män vid urininkontinens. För fixering finns en bred häftband på insidan. För att underlätta appliceringen är urindroppssamlaren försedd med ett pårullningsstrip och en applikator. Applikatorn har en färgkod efter storlek. Mätsticka kan beställas från leverantören. Urindroppssamlaren är anpassad till män med kort penis.

Material
Häfta

Termoplastisk elastomer, Talk, Polypropen
Polyvinyletylater

| Best. nr. | 53401 | 53402 | 53403 | 53404 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Längd, mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diameter, mm | 21 | 25 | 30 | 35 |
| Omkrets, mm | 70 | 80 | 90 | 105 |
| Färgmarkering, | röd | gul | grön | blå |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 322,50 | 322,50 | 322,50 | 322,50 |
| Pris/st | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |

Conveen urindroppssamlare

Coloplast AB

Självhäftande



Conveen självhäftande urindroppssamlare är avsedd att användas av män vid urininkontinens. För fixering finns en häftrand på insidan. Urindroppssamlaren är försedd med en applikator och pårullningsstrip. Mätsticka kan beställas från leverantören.

Material
Häfta

Latex, talk
Akrylat

| Best. nr. | 53001 | 53002 | 53003 | 53004 | 53005 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Längd, mm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Diameter, mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Omkrets, mm | 70 | 80 | 90 | 105 | 125 |
| Antal/fp | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pris/fp | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 567,00 |
| Pris/st | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |

Hollister Påse för retraherad penis*

Hollister

Tömbar, självhäftande

*** Får förskrivas enbart av ordinator med specialistkompetens.**



Hollister påse för retraherad penis är avsedd för män med urininkontinens som ett alternativ till urindroppssamlare . Påsen appliceras över penis och fixeras med hjälp av hudskyddsplattan som också ska skydda huden mot frätande urin. Hålet på hudskyddsplattan är uppklippbart.

Material
Häfta

PVC
Hydrokolloid

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 56000 |
| Längd, mm | ca 160 |
| Antal/fp | 10 |
| Pris/fp | 358,00 |
| Pris/st | 35,80 |

InView Standard

Hollister

Självhäftande



InView Standard självhäftande urindroppssamlare används av män vid urininkontinens. Den är främst avsedd för män som är överkänsliga mot latex. För fixering finns häftyta på insidan.

Material
Häfta

Silikon
Polyakrylat

| Best. nr. | 56001 | 56002 | 56003 | 56004 | 56005 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diameter, mm | 25 | 29 | 32 | 36 | 41 |
| Omkrets, mm | 70 | 80 | 90 | 105 | 125 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| Pris/st | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |

Conveen Security+ med häftstrips

Coloplast AB

Ej självhäftande



Conveen Security+ urindroppssamlare med häftstrip är avsedd att användas av män vid urininkontinens. Urindroppssamlaren fixeras med hjälp av en häftremsa som medföljer förpackningen. Häftremsan appliceras direkt på penis, används i hela sin längd och kan läggas omlott. Mätsticka kan beställas av leverantören.

Material

SEBS Termoplastisk elastomer, Talk

Häfta

Curagard

| Best. nr. | 53301 | 53302 | 53303 | 53304 | 53305 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Längd, mm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Diameter, mm | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Omkrets, mm | 70 | 80 | 90 | 105 | 125 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| Pris/st | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |

Conveen urindroppssamlare, kombipack

Coloplast AB

Ej självhäftande



Conveen urindroppssamlare är avsedd att användas av män med urininkontinens. Urindroppssamlaren fixeras med hjälp av en häftremsa som medföljer förpackningen. Häftremsan appliceras direkt på penis, används i hela sin längd och kan läggas omlott.

Material
Häfta

Latex, Talk
Curagard

| Best. nr. | 53101 | 53102 | 53103 | 53104 | 53105 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Längd, mm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Diameter, mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Omkrets, mm | 70 | 80 | 90 | 105 | 125 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 |
| Pris/st | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |

Uridrop urindroppssamlare

MediPlast AB

Ej självhäftande



Uridrop urinuppsamlare är avsedd att användas av män vid urininkontinens. Urindroppssamlaren fixeras med fixeringsband eller dubbelsidig häftremsa.

Material Latex

| Best. nr. | Small 54201 | Medium 54202 | Large 54203 | X-large 54204 |
|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Längd, mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Omkrets, mm | 70 | 80 | 100 | 107 |
| Antal/fp | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pris/fp | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 |
| Pris/st | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |

Uriband

HARTMANN-ScandiCare AB

Tillbehör



Uriband är avsett för fixering av urindroppssamlare.
Bandet är elastiskt och försett med kardborrfästen.

Material Latex, Polyamid, Polypropen

Best. nr. **42300**

Bredd, mm 150

Längd, mm 110

Antal/fp 10

Pris/fp 28,00

Pris/st 2,80

Uristrip

MediPlast AB

Fixering



Uristrip är avsedd att användas för fixering av urindroppssamlare.
Remsan används i hela sin längd och läggs omlott.

| | |
|----------|--|
| Material | Natriumcarboxymethylcellulosa (CMC), Polyisobutylen, Minieral |
|----------|--|

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 42101 |
|------------------|--------------|

| | |
|-----------|----|
| Bredd, mm | 15 |
|-----------|----|

| | |
|-----------|-----|
| Längd, mm | 110 |
|-----------|-----|

| | |
|----------|----|
| Antal/fp | 30 |
|----------|----|

| | |
|---------|-------|
| Pris/fp | 77,10 |
|---------|-------|

| | |
|---------|------|
| Pris/st | 2,57 |
|---------|------|

Velcro häfta

Meteko Instrument AB

Fixering

Velcro häfta är avsedd för fixering av urindroppssamlare.

Material

Nylon, Spandex, Polyuretanskum



| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 42201 |
|------------------|--------------|

| | |
|-----------|----|
| Bredd, mm | 30 |
|-----------|----|

| | |
|-----------|-----|
| Längd, mm | 160 |
|-----------|-----|

| | |
|----------|----|
| Antal/fp | 10 |
|----------|----|

| | |
|---------|-------|
| Pris/fp | 69,50 |
|---------|-------|

| | |
|---------|------|
| Pris/st | 6,95 |
|---------|------|

C2 sängpåse

Codan Triplus AB

Engångs

BILD
SAKNAS

C2 urinuppsamlingspåse är sluten och avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppssamlare. Påsen töms med hjälp av en rivslits. Fästs vid stol eller säng med hjälp av lämplig upphängningsanordning.

Material

PVC, PE

| Best. nr. | 81002 | 81003 | 81000 | 81004 | 81005 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volym, ml | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Slanglängd, mm | 100 | 350 | 900 | 1100 | 900 |
| Antal/fp | 100 | 100 | 250 | 200 | 250 |
| Pris/fp | 129,00 | 137,00 | 347,50 | 274,00 | 377,50 |
| Pris/st | 1,29 | 1,37 | 1,39 | 1,37 | 1,51 |

CL B2 benpåse

Codan Triplus AB

Engångs

BILD
SAKNAS

CL B2 urinuppsamlingspåse är sluten och avsedd för personer som använder urinkateter eller urindroppssamlare. Bäres på lår med lämplig fixering.

Material PVC, Polypropen, Polyeten

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 81001 |
|------------------|--------------|

| | |
|-----------|-----|
| Volym, ml | 750 |
|-----------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Slanglängd, mm | 100 |
|----------------|-----|

| | |
|----------|-----|
| Antal/fp | 200 |
|----------|-----|

| | |
|---------|--------|
| Pris/fp | 256,00 |
|---------|--------|

| | |
|---------|------|
| Pris/st | 1,28 |
|---------|------|

C3 benpåse

Codan Triplus AB

Tömbär

BILD
SAKNAS

C3 benpåse är avsedd för personer som använder kvarliggande urin-kateter eller urindroppssamlare. Påsen töms med hjälp av en monterad klämma. Nattetid kan påsen kopplas till sögpåse. Kan enligt leverantören sitta upp till 7 dygn, men byts oftare om behov föreligger. Bäres på lår eller vad med lämplig fixering.

Material

PVC

| Best. nr. | Fast 82200 | Fast 82201 | Avklippbar 82100 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Volym, ml | 750 | 750 | 500 |
| Slanglängd, mm | 100 | 500 | -- |
| Antal/fp | 80 | 80 | 50 |
| Pris/fp | 185,60 | 186,40 | 349,50 |
| Pris/st | 2,32 | 2,33 | 6,99 |

C3 sängpåse

Codan Triplus AB

Tömbar

BILD
SAKNAS

C3 urinuppsamlingspåse är avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppssamlare. Påsen töms med hjälp av en monterad klämma. Kan enligt leverantören sitta upp till 7 dygn, men byts oftare om behov föreligger. Bäres på lår eller vad med lämplig fixering.

Material

PVC

| Best. nr. | 82203 | 82204 |
|----------------|--------|-------|
| Volym, ml | 1500 | 2000 |
| Slanglängd, mm | 900 | 1110 |
| Antal/fp | 150 | 30 |
| Pris/fp | 292,50 | 82,50 |
| Pris/st | 1,95 | 2,75 |

Conveen Security+, urinuppsamlingspåse

Coloplast AB

Tömbar



Conveen Security+ urinuppsamlingspåse är avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppssamlare. Slangen är knickfri och finns som avklippbar och icke avklippbar. Art.nr. 051618 och 051678 har enstycksförpackade konnektorer. Påsen töms med hjälp av en monterad klämma. Nattetid kan påsen kopplas till sängpåse. Kan enligt leverantören sitta upp till 7 dygn, men byts oftare om behov föreligger. Bäres på lår eller vad med lämplig fixering.

Material Polyeten, Non-woven/polyester, Polypropen, ABS-Plast

| Best. nr. | Fast 82030 | Fast 82031 | Avklippbar 82032 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Volym, ml | 500 | 500 | 500 |
| Slanglängd, mm | 250 | 500 | 500 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Pris/st | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

Conveen urinuppsamlingspåse

Coloplast AB

Tömbar



Conveen Urinuppsamlingspåse är en tömbar urinuppsamlingspåse och avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppssamlare. Påsen töms med hjälp av en klämma. Påsen kan enligt leverantören användas upp till sju dygn, men byts oftare om behov föreligger. Bäres på lår eller vad med hjälp av fixeringsband eller fästes vid stol eller säng med lämplig upphängningsanordning.

Material Polyeten, Non-woven/polyester, Polypropen,
ABS-Plast, PVC

| | |
|------------------|--------------|
| | Fast |
| Best. nr. | 82002 |
| Volym, ml | 1500 |
| Slanglängd, mm | 900 |
| Antal/fp | 100 |
| Pris/fp | 780,00 |
| Pris/st | 7,80 |

Benband

Unomedical AB

Fästband



Benband är avsedda att användas för fixering av urinuppsamlingspåse på benet.

| | |
|----------|----------------------------------|
| Material | Lycra, Polyester, Nylon, Silikon |
| Tvättråd | 40°C |

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 84202 |
|------------------|--------------|

| | |
|-----------|----|
| Längd, cm | 65 |
|-----------|----|

| | |
|----------|----|
| Antal/fp | 40 |
|----------|----|

| | |
|---------|--------|
| Pris/fp | 430,00 |
|---------|--------|

| | |
|---------|-------|
| Pris/st | 10,75 |
|---------|-------|

Conveen fixeringsband

Coloplast AB

Fixering



Conveen Fixeringsband består av kardborrfäste och resårband med knappar. Det är avsett att användas för uppfästning av Conveen Security+ urinuppsamlingspåse, Conveen flerkammarpåse samt Conveen 1500 ml urinuppsamlingspåse. Fixeringsbandet består av ett bredare band som ska placeras överst på påsen och ett smalare som placeras vid botten. Kardborrfästen möjliggör individuell fixering.

Material
Tvättråd

Polyamid, Elastomer, Polyester
40°C, kardborren ska vara sluten

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 84101 |
| Längd, cm | 60 |
| Bredd, cm | 2-4 |
| Antal/fp | 10 |
| Pris/fp | 199,00 |
| Pris/st | 19,90 |

Leggyfix

HARTMANN-ScandiCare AB

Fixering



Leggyfix benfixering används för fixering av slutna eller tömbara urin-uppsamlingspåsar. Den passar till både höger och vänster ben och kan fixeras på låret alternativt vaden. Storlek Small är avsedd främst för fixering på underbenet. Kan tvättas ett fåtal gånger.

Material Polyester 62%, Elastan 0,3%, Polyamid
Tvättråd 60°C

| | Small | Medium | Large | X-large |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 84005 | 84006 | 84007 | 84008 |
| Benomfång, cm | 33-45 | 50-60 | 60-75 | 70-85 |
| Färgmarkering, | gul | röd | blå | brun |
| Antal/fp | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pris/fp | 99,50 | 119,50 | 139,50 | 149,50 |
| Pris/st | 9,95 | 11,95 | 13,95 | 14,95 |

Netti Byxben, bomull

HARTMANN-ScandiCare AB

Fixering



Netti byxben i bomull används för fixering av slutna eller tömbara urinuppsamlingspåsar. Byxbenet finns för vänster eller höger lår, har resår i alla kanter och ett brett midjeband av bomullsresår som knäpps med knappar.

Material
Tvättråd

Bomull, Polyester, Lycra
90°C, kan torktumlas

| | Höger, Small | Höger, Medium | Höger, Large | Höger, X-large | Vänster, Small |
|------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Best. nr. | 84401 | 84402 | 84403 | 84404 | 84501 |
| Midjemått, cm | 80 | 90 | 100 | 116 | 80 |
| Antal/fp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pris/fp | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Pris/st | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |

| Best. nr. | Vänster, Medium 84502 | Vänster, Large 84503 | Vänster, X-large 84504 |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Midjemått, cm | 90 | 100 | 116 |
| Antal/fp | 1 | 1 | 1 |
| Pris/fp | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Pris/st | 78,00 | 78,00 | 78,00 |

Netti Underbensfäste, bomull

HARTMANN-ScandiCare AB

Fixering



Netti underbensfäste i Bomull används för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Underbensfästet är särskilt lämpligt för sittande personer och fixeras med resår på vaden. En extra medföljande resår kan knäppas genom en ögla över knät för att avlasta vaden och förhindra stasning på användare som sitter mycket.

| | |
|----------|------------------------------------|
| Material | Bomull, Polyester, Lycra, Polyeten |
| Tvättråd | 90°C, kan torktumlas |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Best. nr. | 84062 |
| Längd, cm | 37 |
| Vadmått, cm | 44-55 övre, 24-31 nedre |
| Antal/fp | 1 |
| Pris/fp | 68,00 |
| Pris/st | 68,00 |

P-bag urinuppsamlare

Finess Hygiene AB

Engångs



P-Bag urinuppsamlare är avsedd för kvinnor och män som har svårt att komma till toaletten. Den har utvecklats för stående eller sittande bruk och består av tratt och påse. Tratten har handtag och är löstagbar/reglerbar och avsedd att användas flera gånger. Påsen har back-ventil, kan användas flera gånger och töms med hjälp av rivmarkering. Tratt och påse är ej monterad i förpackningen.

Material Polyeten LDPE/HDPE

| | |
|------------------|--------------|
| Best. nr. | 85101 |
| Volym, ml | 1500 |
| Antal/fp | 100 |
| Pris/fp | 815,00 |
| Pris/st | 8,15 |

Contrelle kontinensbåge*

Codan Triplus AB

Stöd för urinröret

* Får förskrivas enbart av ordinator med specialistkompetens.



Contrelle Kontinensbåge är avsedd för kvinnor med ansträngningsinkontinens. Bågen appliceras vaginalt med hjälp av en applikator och avser att förhindra eller minska risken för ofrivilligt urinläckage. Normala toalettbesök kan uträttas med bågen applicerad. Bågen kan enligt leverantören användas upp till 16 timmar, vid menstruation bör den bytas var 4-6.e timma. Den ska inte användas tillsammans med tampong eller i samband med samlag. Utprovning av rätt storlek och utförlig användarinstruktion ska föregå förskrivning.

Material Polyuretanskum, Polyester, Polypropen

| | Storlek 1 | Storlek 2 | Storlek 3 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Best. nr. | 90101 | 90102 | 90103 |
| Antal/fp | 30 | 30 | 30 |
| Pris/fp | 594,00 | 594,00 | 594,00 |
| Pris/st | 19,80 | 19,80 | 19,80 |

Peristeen analpropp*

Coloplast AB

* Får förskrivas enbart av ordinator med specialistkompetens.



Peristeen Analpropp är avsedd för personer med avföringsinkontinens. Den är tillverkad i ett skummaterial och har ett band ingjutet i själva proppen. En vattenlöslig film håller samman proppen och gör införingen skonsam. Vid applicering i ändtarmen löses filmen upp, proppen utvidgar sig, formar sig efter tarmväggen och håller tillbaka avföringen. Utprovning av storlek och användarinstruktion skall föregå förskrivning. Produkten är latexfri.

Material Polyuretanskum, PVAL, Polyester

| | 1 | 2 |
|------------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 91002 | 91001 |
| Längd, mm | 26 | 26 |
| Diameter, mm | 12-37 | 13-45 |
| Antal/fp | 20 | 20 |
| Pris/fp | 960,00 | 960,00 |
| Pris/st | 48,00 | 48,00 |

Netti Combi Aqua Child

HARTMANN-ScandiCare AB

Skyddsbyxa vid bad



Netti Combi Aqua Child är avsedd för barn med inkontinens, vilka ordinerats träning i bassäng. Produkten bygger på två enheter. En innerbyxa och en ytterbyxa. Innerbyxan har en uppsamlande funktion och är försedd med resår i midja och benöppningar. Ytterbyxan absorberar inte vätska och förstärker därigenom innerbyxans tätning. Ska sköljas noga efter bad.

| | |
|--------------------|--|
| Material | Polyuretan, Polyester, Polyamid, microfiber, Lycra |
| Tvåtråd, innerbyxa | 95C°, torktumling på låg temp. |
| Tvåtråd, ytterbyxa | 60C°, torktumling på låg temp. |

| | Nr 1 | Nr 2 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 35010 | 35011 |
| Midjemått, innerbyxa, cm | 37-51 | 42-56 |
| Midjemått, ytterbyxa, cm | 44-60 | 48-70 |
| Benomfång, innerbyxa, cm | 20-28 | 26-36 |
| Benomfång, ytterbyxa, cm | 20-32 | 23-36 |
| Färgmarkering, | grön | röd |
| Antal/fp | 1 | 1 |
| Pris/fp | 310,00 | 310,00 |
| Pris/st | 310,00 | 310,00 |

Netti Combi Aqua, Dam

HARTMANN-ScandiCare AB

Skyddsbyxa vid bad



Netti Combi Aqua Dam är avsedd för kvinnor med inkontinens, vilka ordinerats träning i bassäng. Produkten bygger på två enheter. En innerbyxa och en ytterbyxa. Innerbyxan har en uppsamlande funktion och är försedd med resår i midja och benöppningar. Ytterbyxan absorberar inte vätska och förstärker därigenom innerbyxans tätning. Ska sköljas noga efter bad.

Materiall

Tvåtråd, innerbyxa

Tvåtråd, ytterbyxa

Polyuretan, Polyester, Polyamid, microfiber, Lycra

95C°, torktumling på låg temp.

60C°, torktumling på låg temp.

| | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best. nr. | 35051 | 35052 | 35053 | 35054 | 35055 |
| Midjemått, innerbyxa, cm | 52-85 | 57-95 | 62-105 | 67-110 | 72-120 |
| Midjemått, ytterbyxa, cm | 50-86 | 56-96 | 62-106 | 66-120 | 66-120 |
| Benomfång, innerbyxa, cm | 30-52 | 35-58 | 40-64 | 45-70 | 50-76 |
| Benomfång, ytterbyxa, cm | 26-54 | 28-60 | 32-66 | 36-80 | 36-80 |
| Färgmarkering, | gul | blå | brun | grön | grön/svart |
| Antal/fp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pris/fp | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| Pris/st | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |

Netti Combi Aqua, Herr

HARTMANN-ScandiCare AB

Skyddsbyxa vid bad



Netti Combi Aqua Herr är avsedd för män med inkontinens, vilka ordinerats träning i bassäng. Produkten bygger på två enheter. En innerbyxa och en ytterbyxa. Innerbyxan har en uppsamlande funktion och är försedd med resår i midja och benöppningar. Ytterbyxan absorberar inte vätska och förstärker därigenom innerbyxans tätning. Ska sköljas noga efter bad.

| | |
|----------------------|--|
| Material | Polyuretan, Polyester, Polyamid, microfiber, Lycra |
| Tvätttråd, innerbyxa | 95C°, torktumling på låg temp. |
| Tvätttråd, ytterbyxa | 60C°, torktumling på låg temp. |

| | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Best. nr. | 35001 | 35002 | 35003 | 35004 | 35005 |
| Midjemått, innerbyxa, cm | 52-85 | 57-95 | 62-105 | 67-110 | 72-120 |
| Midjemått, ytterbyxa, cm | 50-86 | 56-96 | 62-106 | 66-120 | 66-120 |
| Benomfång, innerbyxa, cm | 30-52 | 35-58 | 40-64 | 45-70 | 50-76 |
| Benomfång, ytterbyxa, cm | 26-54 | 28-60 | 32-66 | 36-80 | 36-80 |
| Färgmarkering, | gul | blå | brun | grön | grön/svart |
| Antal/fp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pris/fp | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| Pris/st | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |

A

| | |
|--|----|
| Abri-Fix Soft Cotton, Junior | 64 |
| Abri-Flex 1 | 56 |
| Abri-Form Air Plus 2 | 49 |
| Abri-Leaf med ben | 65 |
| Abri-Leaf Super utan ben | 67 |
| Abri-Leaf Super utan ben, svart | 68 |
| Abri-Man | 42 |
| Abri-Man Formula | 43 |
| Abri-Man Slipguard | 44 |
| Abri-Net, fixeringsbyxa utan ben | 62 |
| Abri-San Air Plus 0-4 | 29 |
| Abri-San Air Plus, 5-11 | 30 |
| Abri-Soft Super Dry | 70 |
| Absorba lakansskydd Assista | 75 |
| Absorba sittunderlägg | 71 |
| Absorb-Plus Tufftex | 74 |
| Advance Plus, Nelatonspets, påse | 80 |
| Attends Contours | 31 |
| Attends Contours Air Comfort | 33 |
| Attends Cover Dri Plus lakansskydd | 72 |
| Attends Discrete | 34 |
| Attends for men | 45 |
| Attends Slip 10 Super Plus | 50 |
| Attends Slip 8 Extra | 51 |
| Attends Slip 9 Super | 52 |

B

| | |
|----------------------------|----|
| Bambo Training Pants | 20 |
|----------------------------|----|

| | |
|------------------|-----|
| Benband | 121 |
| Boys Boxer | 27 |

C

| | |
|---|-----|
| C2 sängpåse | 115 |
| C3 benpåse | 117 |
| C3 sängpåse | 118 |
| CL B2 benpåse | 116 |
| Classic Sir Plus | 59 |
| Contrelle kontinensbåge | 128 |
| Conveen fixeringsband | 122 |
| Conveen Security+ med häftstrips | 109 |
| Conveen Security+ urindroppssamlare | 104 |
| Conveen Security+, urindroppssamlare kort | 105 |
| Conveen Security+, urinuppsamlingspåse | 119 |
| Conveen urindroppssamlare | 106 |
| Conveen urindroppssamlare, kombipack | 110 |
| Conveen urinuppsamlingspåse | 120 |

E

| | |
|----------------------------------|----|
| EasiCath Set, Nelatonspets | 84 |
| EasiCath, Nelatonspets | 86 |
| EasiCath, Tiemannspets | 88 |

F

| | |
|-------------------------|-----|
| Förlängningsslang | 101 |
|-------------------------|-----|

H

| | |
|---|-----|
| Hollister Påse för retraherad penis | 107 |
|---|-----|

I

| | |
|-----------------------|-----|
| InView Standard | 108 |
|-----------------------|-----|

K

| | |
|-------------------|-----|
| Kateterslem | 102 |
|-------------------|-----|

L

| | |
|---|-----|
| Lady Basic, normal | 60 |
| Leggyfix | 123 |
| Libero Baby, Discovery och Junior | 21 |
| Libero NightComfort | 23 |
| LoFric Dila-Cath | 103 |
| LoFric Hydro-Kit II, Nelatonspets | 89 |
| LoFric Primo, Nelatonspets | 91 |
| LoFric, Nelatonspets | 93 |
| LoFric, Tiemannspets | 95 |

M

| | |
|-------------------------------|----|
| MoliCare mobile | 57 |
| MoliMed for men active | 46 |
| MoliMed for men protect | 47 |

N

| | |
|------------------------------------|-----|
| Netti Byxben, bomull | 124 |
| Netti Combi Aqua Child | 130 |
| Netti Combi Aqua, Dam | 131 |
| Netti Combi Aqua, Herr | 132 |
| Netti Underbensfäste, bomull | 126 |

P

| | |
|----------------------------|-----|
| Pampers | 24 |
| Pampers Easy Up | 26 |
| P-bag urinuppsamlare | 127 |
| Peristeen analpropp | 129 |

R

| | |
|-------------------------------|----|
| ReadyCath, Netalonspets | 82 |
| Rose | 28 |

S

| | |
|------------------------------------|-----|
| Saniform Fixeringsbyxa Bas | 63 |
| Saniline inkontinensskydd 1 | 35 |
| Saniline inkontinensskydd 2 | 36 |
| Sanipad lakansskydd | 76 |
| Sanipad lakansskydd, glidyta | 77 |
| Sanisoft Anatomic | 37 |
| Sanisoft Mini | 38 |
| Sanisoft Mini Kol | 58 |
| Sanisoft Mini Plus | 39 |
| SpeediCath Compact | 97 |
| SpeediCath, Nelatonspets | 98 |
| SpeediCath, Tiemannspets | 100 |

T

| | |
|--------------------------------------|----|
| Tappningskateter, Nelatonspets | 78 |
| TENA Comfort | 40 |
| TENA fix | 69 |
| TENA Flex Maxi | 53 |

| | |
|--------------------------------|----|
| TENA Flex Plus | 54 |
| TENA Flex Super | 55 |
| TENA for Men, droppskydd | 48 |
| TENA Hygienlakan | 73 |
| TENA Lady | 41 |

U

| | |
|--------------------------------|-----|
| Uriband | 112 |
| Uridrop urindroppsamlare | 111 |
| Uristrip | 113 |

V

| | |
|--------------------|-----|
| Velcro häfta | 114 |
|--------------------|-----|

Leverantörsförteckning

Apoteket AB

Produktion & Laboratorier

Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva
Tel: 08 - 466 10 00
Fax: 08 - 740 60 40
www.apl.apoteket.se

Astra Tech AB

Box 14
431 21 Mölndal
Tel: 031 - 776 30 00
Fax: 031 - 776 30 10
www.astratech.se

Codan Triplus AB

Smörhålevägen 11
434 42 Kungsbacka
Tel: 0300 - 356 60
Fax: 0300 -131 32
www.codantriplus.se

Coloplast AB

Box 10171
434 22 Kungsbacka
Tel: 0300 - 332 56
Fax: 0300 - 188 66
www.coloplast.se

Finess Hygiene AB

590 40 Kisa
Tel: 0494 - 151 00
Fax: 0494 - 124 48
www.finesshygiene.se

Hartmann-

ScandiCare AB

Box 24
334 21 Anderstorp
Tel: 0371 - 58 74 00
Fax: 0371 - 58 74 44
www.hartmann.se

Heinex AB

Box 21033
200 21 Malmö
Tel: 040 - 93 53 70
Fax: 040-18 34 42
www.heinex.se

Hollister AB

Enhagsslingan 5
187 40 Täby
Tel: 08 - 446 46 46
Fax: 08 - 446 46 45

Mediplast AB

Box 9504
200 39 Malmö
Tel: 040 - 671 23 00
Fax: 040 - 671 23 10
www.mediplast.se

Meteko Instrument AB

Box 410

129 04 Hägersten

Tel: 08 - 88 03 60

Fax: 08 - 97 30 97

www.meteko.se

PaperPak Sweden AB

Box 1152

172 23 Sundbyberg

Tel: 08 - 564 852 00

Fax: 08 - 64 852 29

www.paperpak.com

Sanicare AB

Mejerivägen 4

117 43 Stockholm

Tel: 08 - 794 03 80

Fax: 08 - 794 03 99

www.sanicare.se

SCA Hygiene**Products AB**

Inkontinensprodukter

405 03 Göteborg

Tel: 020 - 27 20 20

Fax: 031 - 746 19 54

www.sca.com

Unomedical AB

Box 5044

200 71 Malmö

Tel: 042 - 33 20 10

Fax: 042 - 34 30 33

www.unomedical.com

Monomak Medical AB

Metallgatan 21 A

262 72 Ängelholm

Tfn 0431-139 35

Tfx 0431-838 21

www.monomak.se

Absorb-Plus AB

Trollåsvägen 28

436 42 Askim

Tfn 031 - 68 12 55

Tfx 031 - 68 12 56

www.absorb-plus.com

| Produktnamn | Antal/fp | Pris/fp | Pris/st | Art. nr. |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|---------|----------|
| Abri-San Air Plus 0-4 | | Finess Hygiene AB | | |
| 4..... | 168 | 147,84 | 0,88 | 914714 |
| Abri-San Air Plus, 5-11 | | Finess Hygiene AB | | |
| 6..... | 102 | 13,58 | 1,29 | 914716 |
| 8..... | 84 | 138,60 | 1,65 | 914718 |
| 10..... | 84 | 167,16 | 0,84 | 914721 |
| TENA Comfort | | SCA Hygiene Products AB | | |
| Mini Super | 180 | 177,30 | 0,99 | 914699 |
| Abri-Form 1 | | Finess Hygiene AB | | |
| Large | 104 | 271,44 | 2,61 | 915031 |
| Medium | 104 | 228,80 | 2,20 | 915030 |
| Abri-Form 2 | | Finess Hygiene AB | | |
| X-small..... | 128 | 217,60 | 1,70 | 915013 |
| Small | 84 | 162,96 | 1,94 | 915014 |
| Medium | 96 | 229,44 | 2,39 | 915015 |
| Large | 88 | 243,76 | 2,77 | 915016 |
| X-large | 80 | 296,00 | 3,70 | 915017 |
| Abri-Form 3 | | Finess Hygiene AB | | |
| Large | 80 | 237,60 | 2,97 | 915019 |
| Medium | 88 | 230,56 | 2,62 | 915018 |

| Produktnamn | Antal/fp | Pris/fp | Pris/st | Art. nr. |
|-----------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|
| Abri-Form 4 | | Finess Hygiene AB | | |
| Small | 66 | 143,22 | 2,17 | 915025 |
| Medium | 42 | 131,04 | 3,12 | 915026 |
| Large | 36 | 124,56 | 3,46 | 915027 |
| X-large..... | 48 | 191,52 | 3,99 | 915028 |
| Abri-Form Air Plus 1 | | Finess Hygiene AB | | |
| Large | 104 | 326,56 | 3,14 | 915041 |
| Medium | 104 | 265,20 | 2,55 | 915040 |
| Abri-Form Air Plus 3 | | Finess Hygiene AB | | |
| Large | 80 | 281,60 | 3,52 | 915033 |
| Medium | 88 | 273,68 | 3,11 | 915032 |
| Abri-Form Air Plus 4 | | Finess Hygiene AB | | |
| Small | 66 | 167,64 | 2,54 | 915034 |
| Medium | 56 | 198,80 | 3,55 | 915035 |
| Large | 48 | 195,36 | 4,07 | 915036 |
| X-Large | 48 | 194,40 | 4,05 | 915037 |
| Abri-Flex 3 | | Finess Hygiene AB | | |
| Small | 84 | 361,20 | 4,30 | 915132 |
| Medium | 84 | 362,04 | 4,31 | 915133 |
| Large | 84 | 372,96 | 4,44 | 915134 |

| Produktnamn | Antal/fp | Pris/fp | Pris/st | Art. nr. |
|---|----------|---------|---------|-------------------------------|
| Abri-Flex Special | | | | Finess Hygiene AB |
| Medium/Large | 108 | 599,40 | 5,55 | 915131 |
| Small/Medium | 120 | 584,40 | 4,87 | 915130 |
| MoliCare mobile light | | | | HARTMANN-ScandiCare AB |
| Large | 56 | 213,36 | 3,81 | 915117 |
| Medium | 56 | 198,80 | 3,55 | 915116 |
| Small | 56 | 212,24 | 3,79 | 915115 |
| MoliCare mobile super | | | | HARTMANN-ScandiCare AB |
| Small | 56 | 257,60 | 4,60 | 915119 |
| Medium | 56 | 254,80 | 4,55 | 915118 |
| Large | 56 | 252,00 | 4,50 | 915120 |
| Abri-Let | | | | Finess Hygiene AB |
| Maxi | 120 | 126,00 | 1,05 | 916001 |
| Abri-Net, fixeringsbyxa utan ben | | | | Finess Hygiene AB |
| Small | 5 | 11,75 | 2,35 | 931200 |
| Medium | 5 | 12,65 | 2,53 | 931201 |
| Large | 5 | 13,60 | 2,72 | 931202 |
| X-large | 5 | 14,65 | 2,93 | 931203 |
| XX-large | 5 | 15,95 | 3,19 | 931204 |
| Abri-Fix Soft Cotton, med ben | | | | Finess Hygiene AB |
| X-small | 1 | 28,35 | 28,35 | 931500 |

| Produktnamn | Antal/fp | Pris/fp | Pris/st | Art. nr. |
|--------------------|----------|---------|---------|----------|
| Small | 1 | 31,75 | 31,75 | 931501 |
| Medium | 1 | 32,80 | 32,80 | 931502 |
| Large | 1 | 34,46 | 34,46 | 931503 |
| X-large | 1 | 35,60 | 35,60 | 931504 |
| XX-large, med ben | 1 | 38,00 | 38,00 | 931505 |
| XXX-large, med ben | 1 | 44,00 | 44,00 | 931506 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Abri-Fix Soft Cotton, utan ben | Finess Hygiene AB |
|---------------------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|-----------|---|-------|-------|--------|
| X-small | 1 | 26,00 | 26,00 | 931550 |
| Small | 1 | 27,55 | 27,55 | 931551 |
| Medium | 1 | 29,00 | 29,00 | 931552 |
| Large | 1 | 31,85 | 31,85 | 931553 |
| X-large | 1 | 33,50 | 33,50 | 931554 |
| XX-large | 1 | 35,65 | 35,65 | 931555 |
| XXX-large | 1 | 40,65 | 40,65 | 931556 |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Netti Eco | HARTMANN-ScandiCare AB |
|------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|----------|---|--------|-------|--------|
| Small | 3 | 234,00 | 78,00 | 932000 |
| Medium | 3 | 234,00 | 78,00 | 932001 |
| Large | 3 | 234,00 | 78,00 | 932002 |
| X-large | 3 | 234,00 | 78,00 | 932003 |
| XX-large | 3 | 234,00 | 78,00 | 932004 |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Absorba sittunderlägg | Sanicare AB |
|------------------------------|--------------------|

| | | | | |
|---------------|---|--------|-------|--------|
| 45x45 cm grön | 4 | 221,08 | 55,27 | 922000 |
|---------------|---|--------|-------|--------|

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Sanipad sittundlägg | Monomak Medical AB |
|----------------------------|---------------------------|

| | | | | |
|----------|---|-------|-------|--------|
| 45x45 cm | 1 | 79,00 | 79,00 | 922050 |
|----------|---|-------|-------|--------|

| Produktnamn | Antal/fp | Pris/fp | Pris/st | Art. nr. |
|----------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|
| Speedicath Complete | | | | Coloplast AB |
| 200 mm, Ch 10 | 20 | 510,00 | 25,50 | 979110 |
| 200 mm, Ch 12 | 20 | 510,00 | 25,50 | 979212 |
| 200 mm, Ch 14 | 20 | 510,00 | 25,50 | 979114 |
| 400 mm, Ch 10 | 20 | 510,00 | 25,50 | 979210 |
| 400 mm, Ch 12 | 20 | 510,00 | 25,50 | 979212 |
| 400 mm, Ch 14 | 20 | 510,00 | 25,50 | 979214 |
| Flip-Flo | | | | Bard Norden AB |
| Kateterventil | 5 | 67,50 | 13,50 | 943200 |
| Kateterklämma | | | | HARTMANN-ScandiCare AB |
| Kateterklämma | 200 | 120,00 | 0,60 | 943301 |
| Kateterpropp | | | | Unomedical AB |
| Kateterpropp | 100 | 77,00 | 0,77 | 943401 |
| Kateterventil | | | | Codan Triplus AB |
| Kateterventil | 25 | 148,75 | 5,95 | 943101 |
| Urinpåhängare plast | | | | Unomedical AB |
| Urinpåhängare plast | 200 | 880,00 | 4,40 | 983002 |
| Plasti-Pan | | | | HARTMANN-ScandiCare AB |
| Mätkärl | 1 | 22,00 | 22,00 | 985204 |

| Produktnamn | Antal/fp | Pris/fp | Pris/st | Art. nr. |
|-------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|
| Urinflaska | | | | HARTMANN-ScandiCare AB |
| Män | 1 | 20,00 | 20,00 | 985202 |
| Urinflaska | | | | Westman Trade AB |
| Kvinnor | 1 | 126,00 | 126,00 | 985203 |